







HN289 Digital Personal Scale

- Ⓔ EN Instruction Manual
- Ⓘ IT Istruzioni per l'uso
- Ⓓ DE Gebrauchsanweisung
- Ⓕ FR Mode d'emploi
- Ⓖ NL Gebruiksaanwijzing
- Ⓔ ES Manual de instrucciones
- Ⓔ RU Руководство по эксплуатации
- Ⓐ AR كتيب الإرشادات
- Ⓑ BG Наръчник с инструкции
- Ⓒ CZ Návod k obsluze
- Ⓓ DA Brugsanvisning
- Ⓔ EL Εγχειρίδιο Οδηγιών
- Ⓔ ET Kasutusjuhend
- Ⓕ FI Käyttöohje
- Ⓕ HR Upute za korištenje
- Ⓕ HU Használati útmutató
- Ⓕ LT Naudojimo instrukcija
- Ⓕ LV Lietošanas instrukcija
- Ⓕ NO Bruksanvisning
- Ⓕ PL Instrukcja obsługi
- Ⓕ PT Manual de Instruções
- Ⓕ RO Manual de utilizare
- Ⓕ SL Navodila za uporabo
- Ⓕ SK Návod na obsluhu
- Ⓕ SR Uputstvo za upotrebu
- Ⓕ SV Instruktionsmanual
- Ⓕ TR Kullanma Kılavuzu







- EN** Thank you for purchasing the OMRON Digital Personal Scale. Before using this scale for the first time, please be sure to read this Instruction Manual carefully and use the scale safely and properly. Please keep this Instruction Manual at hand all the time for future reference.
- IT** Grazie per aver acquistato la bilancia pesapersona digitale OMRON. Prima di utilizzare per la prima volta l'unità, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni; utilizzare sempre l'unità correttamente e in piena sicurezza. Tenere sempre a portata di mano il manuale di istruzioni per farvi riferimento in futuro.
- DE** Vielen Dank, dass Sie sich für die OMRON Digitale Personenwaage entschieden haben. Lesen Sie bitte aufmerksam die Gebrauchsanweisung, bevor Sie diese Waage zum ersten Mal verwenden, und behandeln Sie die Waage vorsichtig und sachgemäß. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung jederzeit griffbereit für die künftige Verwendung auf.
- FR** Merci d'avoir acheté la balance personnelle numérique OMRON. Avant la première utilisation, lisez attentivement le présent mode d'emploi afin d'utiliser la balance correctement et en toute sécurité. Conservez ce mode d'emploi à portée de main en permanence pour vous y référer ultérieurement.
- NL** Hartelijk dank voor het aanschaffen van de OMRON Digitale personenweegschaal. Lees voordat u deze weegschaal voor het eerst gebruikt de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik de weegschaal veilig en op de juiste manier. Houd deze gebruiksaanwijzing bij de hand, zodat u deze later kunt raadplegen.
- ES** Gracias por adquirir la báscula personal digital OMRON. Antes de utilizar esta báscula por primera vez, asegúrese de leer atentamente este manual de instrucciones y utilizar la báscula de un modo correcto y seguro. Mantenga este manual de instrucciones a mano en todo momento para futuras consultas.
- RU** Благодарим Вас за приобретение персональных цифровых весов OMRON. Перед первым использованием прибора внимательно прочтите руководство по эксплуатации и используйте прибор в соответствии с инструкциями. Сохраните данное руководство и обращайтесь к нему по мере необходимости.
- AR** شكرًا لشراكم الميزان الشخصي الرقمي من OMRON. قبل استخدام الجهاز لأول مرة، يُرجى قراءة كتيب التعليمات بعناية واستخدام الجهاز بالطريقة السليمة واللائقة الموصى بها. يُرجى الاحتفاظ بكتيب الإرشادات هذا في متناول اليد للرجوع إليه مستقبلاً.
- BG** Благодарим ви за покупката на цифровия персонален кантар на OMRON. Преди да започнете да използвате кантара, моля, внимателно прочетете това ръководство с инструкции и използвайте кантара по безопасен и правилен начин. Моля, пазете това ръководство с инструкции на удобно място за бъдеща справка.
- CZ** Děkujeme vám, že jste si koupili digitální osobní váhu OMRON. Před prvním použitím váhy si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste mohli váhu používat správně a bezpečně. Mějte prosím návod k obsluze vždy po ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout.
- DA** Tillykke med din nye digitale OMRON-bædevægt. Før du bruger vægten første gang, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og bruge vægten sikkert og korrekt. Gem brugsanvisningen til senere brug.
- EL** Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την Ψηφιακή ζυγαριά πτόνους της OMRON. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ζυγαριά για πρώτη φορά, παρακαλούμε φροντίστε να διαβάσετε αυτό το Εγχειρίδιο οδηγιών με προσοχή και να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά σωστά και με ασφάλεια. Φυλάξτε αυτό το Εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.
- ET** Täname teid OMRONI digitaalse personaalkaalu ostu eest. Enne kaalu esmakordset kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend ning kasutage kaalu ohutult ja nõuetekohaselt. Hoidke käesolevat kasutusjuhendit alati käepärast edaspidiseks kasutamiseks.
- FI** Kiitämme OMRON:in digitaalisen henkilövaa'an ostamisesta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen vaa'an käyttöä, jotta osaat käyttää vaakaa turvallisesti ja oikein. Pidä käyttöohje aina käsillä myöhempää tarvetta varten.
- HR** Zahvaljujemo Vam što ste kupili digitalnu osobnu vagu OMRON. Prije prve uporabe vage pažljivo pročitaite ove Korisničke upute te vagu koristite na siguran i ispravan način. Ove Korisničke upute imajte pri ruci za ubuduće.
- HU** Köszönjük, hogy az OMRON digitális szobamérleget vásárolta. Mielőtt használna be, mérleget, feltétlenül olvassa el alaposan a használati utasítást, és használja biztonságosan és rendeltetésszerűen a mérleget. Tartsa mindig kéznél a használati utasítást, hogy később referenciaként használhassa.
- LT** Dėkojame, kad įsigijote „OMRON“ skaitmenines asmenines svarstyklės. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, tada saugiai ir tinkamai naudokite svarstyklės. Naudojimo instrukcija visada laikykite po ranka, kad galėtumėte atsiversti vos tik prireikus.
- LV** Pateicamies, ka iegādājāties OMRON personiskos digitālos svarus. Pirms svaru lietošanas, lūdz, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, lai varētu pareizi izmantot ierīci. Lūdz, saglabāiet šo lietošanas instrukciju plašākas informācijas ieguvei nākotnē.
- NO** Takk for at du har kjøpt denne digitale personvekten fra OMRON. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du bruker vekten for første gang, og pass på at du bruker den riktig. Ta vare på denne brukerveiledningen, slik at du kan slå opp i den når du trenger det.
- PL** Dziękujemy za zakup osobistej wagi cyfrowej OMRON. Przed pierwszym użyciem wagi należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i stosować się do zawartych w niej informacji. Instrukcję tę należy zachować w pobliżu wagi w celach referencyjnych.
- PT** Obrigadо por ter adquirido o balançа pessoal digital da OMRON. Antes de utilizar esta balançа pela primeira vez, leia cuidadosamente o presente manual de instruções e utilize a balançа de forma segura e adequada. Guarde este manual de instruções num local acessível para consulta futura.
- RO** Vă mulțumim pentru achiziția cântarului digital personal OMRON. Înainte de a utiliza acest cântar pentru prima dată, citiți cu atenție acest Manual de Instrucțiuni și utilizați cântarul corect și în condiții de siguranță. Păstrați acest Manual de Instrucțiuni în permanență la îndemână, pentru consultări ulterioare.
- SL** Zahvaljujemo se vam za nakup digitalne osebne tehtnice OMRON. Pred prvo uporabo tehtnice pazljivo preberite ta priročnik z navodili, da boste tehtnico uporabljali varno in pravilno. Prosimo vas, da ta priročnik z navodili shranite na dosegu za prihodnjo uporabo.
- SK** Ďakujeme Vám, že ste si kúpili digitálnu osobnú váhu OMRON. Pred prvým použitím tejto váhy si dôkladne prečítajte tento návod a váhu používajte predpísaným spôsobom a v zmysle uvedených bezpečnostných pokynov. Tento návod majte stále pri ruke pripad potreby pri ruke.
- SR** Hvala vam što ste kupili digitalnu ličnu vagu za merenje kompanije OMRON. Pre prve upotrebe vage, pažljivo pročitaite ovo uputstvo, a vagu upotrebljavajte na bezbedan i pravilan način. Ovo uputstvo uvek držite pri ruci radi buduće upotrebe.
- SV** Tack för att du valde OMRON digital personvåg. Innan du använder vågen för första gången bör du läsa igenom användarhandboken nogg så att du använder vågen säkert och på rätt sätt. Spara alltid användarhandboken så att den finns tillhands för framtida behov.
- TR** OMRON Dijital Kişisel Tartısını satın aldığınız için teşekkürler. Bu üniteyi kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve üniteyi güvenli ve talimatlara uygun şekilde kullanın. Bu Kullanım Kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.




- (EN) Starting
- (IT) Avvio
- (DE) Inbetriebnahme
- (FR) Mise en service
- (NL) Ingebruikname
- (ES) Puesta en marcha
- (RU) Начало эксплуатации
- (AR) البدء
- (BG) Стартиране
- (CZ) Zapnutí přístroje
- (DA) Start
- (EL) Πριν από τη χρήση
- (ET) Alustamine
- (FI) Käynnistys
- (HR) Pokretanje
- (HU) Használatba vétel
- (LT) Įjungimas
- (LV) Lietošanas sākšana
- (NO) Starte
- (PL) Włączenie
- (PT) Iniciar
- (RO) Pornire
- (SI) Začetek
- (SK) Uvedenie do činnosti
- (SR) Početak upotrebe
- (SV) Börja använda
- (TR) Başlangıç



- (EN) Unit switch kg/st/lb
- (IT) Cambio unità kg/st/lb
- (DE) Umstellung der Einheiten kg/st/lb
- (FR) Changement d'unités kg/st/lb
- (NL) Eenheid wijzigen (kg/st/lb)
- (ES) Cambio de unidades a kg/st/lb
- (RU) Переключение единицы измерения (кг/ст/фунт)
- (AR) تبديل الوحدة كجم/حجر/ارطل
- (BG) Превключване на единици кг/ст/лб
- (CZ) Přepínání jednotek kg/st/lb
- (DA) Enhedsvælger kg/st/lb
- (EL) Διακόπτης μονάδας kg/st/lb
- (ET) Kaaluühikute muutmine kg/st/lb
- (FI) Yksikköjen vaihto kg/st/lb
- (HR) Promjena jedinica kg/st/lb
- (HU) Mértékegység váltása: kg/st/lb
- (LT) Matavimo vienetų jungiklis kg / st / lb (kilogramų / stonų / svarų)
- (LV) Mērvienības slēdzis kg/st/lb (kilogrami/stouni/mārciņas)
- (NO) Bytte måleenhet kg/st/lb
- (PL) Przełączanie jednostek kg/st/lb
- (PT) Interruptor da unidade kg/st/lb
- (RO) Comutator unități de măsură kg/st/lb
- (SI) Preklop med kg/st/lb
- (SK) Nastavenie jednotky kg/st/lb
- (SR) Izbor jedinice kg/st/lb
- (SV) Växla enhet kg/st/lb
- (TR) Birim değişimi kg/st/lb






- EN Weighing
- IT Controllo del peso
- DE Wiegen
- FR Pesée
- NL Weegen
- ES Cómo pesarse
- RU Взвешивание
- AR الوزن
- BG Претегляне
- CZ Vážení
- DA Vejning
- EL Ζύγιση
- ET Kaalumine
- FI Punnitus
- HR Vaganje
- HU Súlymérés
- LT Sverimas
- LV Sveršanās
- NO Veie
- PL Ważenie
- PT Pesagem
- RO Cântărire
- SL Tehtanje
- SK Váženie
- SR Merenje
- SV Vägning
- TR Ağırlık ölçümü



- (EN) Don't move scale just before weighing, because weighing results may be affected.
- (IT) Non spostare la bilancia appena prima di pesarsi, in quanto ciò potrebbe influire sulla misurazione del peso.
- (DE) Waage kurz vor dem Wiegen nicht mehr bewegen, da ansonsten die Messergebnisse beeinträchtigt werden.
- (FR) Ne déplacez pas la balance juste avant la pesée, car les résultats pourraient être faussés.
- (NL) Verplaats de weegschaal niet net voor gebruik, omdat dit de weegresultaten kan beïnvloeden.
- (ES) No mueva la báscula justo antes de pesarse ya que puede afectar a los resultados del peso.
- (RU) Не двигайте прибор перед взвешиванием, в противном случае это может повлиять на результаты измерений.
- (AR) لا تحرك الجهاز قبل القياس مباشرة، حيث قد يؤثر هذا على نتائج قياس الوزن.
- (BG) Не местете кантара непосредствено преди претегляне, тъй като това може да повлияе на резултатите.
- (CZ) Váhou těsně před vážením nehýbejte, mohlo by dojít k ovlivnění výsledků vážení.
- (DA) Flyt ikke vægten lige før vejning, det kan påvirke resultatet.
- (EL) Μη μετακινήσετε τη ζυγαριά λίγο πριν το ζύγισμα, καθώς μπορεί να επηρεαστούν τα αποτελέσματα του ζυγίσματος.
- (ET) Ärge liigutage kaalu vahetult enne kaalumist, kuna see võib mõjutada kaalumise tulemust.
- (FI) Älä siirrä vaakaa juuri ennen punnitusta, se saattaa vaikuttaa tuloksiin.
- (HR) Vagu nemojte pomicati neposredno prije vaganja jer to može utjecati na rezultate vaganja.
- (HU) Ne helyezze át közvetlenül mérés előtt a mérleget, mert az befolyásolhatja a mérési eredményt.
- (LT) Prieš sverdamiesi, nejudinkite svarstyklį, nes rezultatai gali būti netikslūs.
- (LV) Pirms svēšanās nekustiniet svarus, jo tas var ietekmēt svēšanās rezultātus.
- (NO) Ikke flytt vekten rett før du skal veie deg, det kan påvirke måleresultatet.
- (PL) Nie należy przestawiać wagi tuż przed ważeniem, ponieważ może to wpłynąć na wynik ważenia.
- (PT) Não mova a balança antes da pesagem, porque os resultados da mesma podem ser afectados.
- (RO) Nu deplasați cântarul imediat înainte de cântărire, deoarece rezultatele cântăririi pot fi afectate.
- (SL) Tik pred tehtanjem tehtnice ne premikajte, saj to lahko vpliva na rezultat tehtanja.
- (SK) Váhou bezprostredne pred vážením nehýbte, lebo by to mohlo ovplyvniť výsledok merania.
- (SR) Pre merenja vagu nemojte pomerati jer to može uticati na rezultat merenja.
- (SV) Flytta inte vågen precis före vägning, eftersom det kan påverka vägningens resultat.
- (TR) Tartmadan önce tartıyı hareket ettirmeyin, çünkü tartı sonuçları etkilenebilir.

4

- (EN) Cleaning
- (IT) Pulizia
- (DE) Reinigung
- (FR) Nettoyage
- (NL) Reiniging
- (ES) Limpieza
- (RU) Очистка
- (AR) التنظيف
- (BG) Почистване
- (CZ) Čištění
- (DA) Rengøring
- (EL) Καθαρισμός
- (ET) Puhastamine
- (FI) Puhdistus
- (HR) Čišćenje
- (HU) Tisztítás
- (LT) Valymas
- (LV) Tīrīšana
- (NO) Rengjøring
- (PL) Czyszczenie
- (PT) Limpeza
- (RO) Curățare
- (SL) Čiščenje
- (SK) Čistenie
- (SR) Čišćenje
- (SV) Rengöring
- (TR) Temizleme



EN Notes on Safety

Symbols and definitions are as follows:

⚠ Warning: Improper use may result in possible death or serious injury.

⚠ Caution: Improper use may result in injury or property damage.

⚠ Warning:

- Never start weight reduction or exercise therapy without the instructions of a doctor or specialist.
- Do not use the scale on slippery surfaces, such as a wet floor.
- Keep the scale out of the reach of young children.
- Do not jump onto the scale, or hop up and down on the scale.
- Do not use this scale when your body and/or feet are wet, such as after taking a bath.
- Do not step on the edge or display area of the scale.
- People with disabilities, or who are physically frail, should always be assisted by another person when using this scale. Use a handrail or so when stepping on the scale.
- If battery fluid should get in your eyes, immediately rinse with plenty of clean water. Consult a doctor immediately.
- Do not put your fingers into any slot or inside the scale.
- Use indoors.
- Do not use for purposes other than taking weight.

⚠ Caution:

- Approved for human use only.
- The scale is slippery glass, be carefully of falling.
- Always clean the scale before use when using the unit with people with a skin disease on foot.

- Do not store in locations that exposed to chemicals or corrosive vapours.
- Please read this instruction manual carefully before use and for further information on the individual functions.
- Do not place the scale against the wall. May cause injured and malfunction.
- Do not disassemble, repair, or remodel the scale.
- Do not use battery not specified for this scale. Do not insert the battery with the polarities in the wrong direction.
- Replace worn battery with a new one immediately.
- Do not dispose of batteries in fire.
- If battery fluid should get on your skin or clothing, immediately rinse with plenty of clean water.
- Remove the battery from this scale when you are not going to use it for a long period of time (approximately three months or more).
- This scale is intended for home use only. It is not intended for use in hospitals or other medical facilities. It does not support the quality standards required for professional use.

General Advice:

- For correct measurements:
 - Please store this scale on level ground.
 - Do not place this scale on a cushioned floor surface such as on a carpet or a mat.
 - Do not store any objects on the platform.



EN Technical Data

Product description	Digital Personal Scale
Model	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Display	5 to 150 kg with an increment of 0.1 kg 0 st 11 lb to 23 st 8 lb with an increment of 0.2 lb 11 to 330 lb with an increment of 0.2 lb
Weight Accuracy	5 to 150 kg: $\pm(1\%+0.1 \text{ kg})$
Power Supply	One CR2032 battery (test battery is included)
Battery Life	Approximately 1 year (when scale is used for 4 measurements a day)
Operating Temperature / Humidity	+5°C to +35°C, 30% to 85% RH
Storage Temperature/ Humidity/Air Pressure	-20°C to +60°C, 10% to 95% RH, 860 hPa to 1060 hPa
Weight	Approximately 1.2 kg (battery included)
External Dimensions	Approximately 290 (H) x 270 (L) x 22 (D)mm
Package Contents	Digital Personal Scale, one CR2032 battery for test use of the scale, instruction manual

Note: Subject to technical modification without prior notice.

This device fulfills the provisions of the EMC Directive 2014/30/EU.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. guarantees this product for 2 years after date of purchase.

The guarantee does not cover battery, packaging and/or damages of any kind due to misuse (such as dropping or physical misuse) caused by the user. Claimed products will only be replaced when returned together with the original invoice / cash ticket.

	Cause	Remedy
E	Movement during measurement	Do not move until measurement is finalized
Err	Misalignment during auto-calibration	Please repeat measurement
Lo	The battery is low.	Change battery
----	The weight is out of the weighing range (more than 150kg, 23 st 8 lb or 330 lb).	Weight Range: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

EN Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of, with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this product from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can return this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal.

IT Note sulla sicurezza

⚠ Avvertenza: Di seguito sono indicati i simboli utilizzati e le relative definizioni:
Avvertenza: L'utilizzo improprio può esporre al rischio di lesioni gravi o morte.

⚠ Attenzione: L'utilizzo improprio può causare lesioni personali o danni materiali.

⚠ Avvertenza:

- Non iniziare mai terapie per la riduzione del peso o attività fisica senza aver consultato un medico o uno specialista.
- Non usare la bilancia su superfici scivolose, ad esempio sul pavimento bagnato.
- Tenere la bilancia al di fuori della portata dei bambini.
- Non salire o scendere dalla bilancia saltando, né saltare sul piano della stessa.
- Non usare la bilancia con il corpo o i piedi bagnati, ad esempio dopo aver fatto il bagno.
- Non salire sulla bilancia in corrispondenza dei bordi o dell'area del display.
- Le persone disabili o fisicamente deboli devono usare sempre la bilancia con l'assistenza di un'altra persona. Per salire sulla bilancia usare come appoggio un corrimano o un ausilio analogo.
- Se il fluido delle batterie dovesse entrare in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua fresca. Consultare immediatamente un medico.
- Non introdurre le dita nelle fessure presenti sulla bilancia né al suo interno.
- Utilizzare in interni.
- Non utilizzare per scopi diversi dalla misurazione del peso.

⚠ Attenzione:

- Il dispositivo è approvato esclusivamente per uso umano.

- La bilancia è realizzata in vetro scivoloso, prestare attenzione a non cadere.
- Pulire sempre la bilancia prima dell'uso nel caso in cui debba essere utilizzata da persone affette da patologie cutanee a carico dei piedi.
- Non conservare il dispositivo in luoghi esposti ad agenti chimici o a vapori corrosivi.
- Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e per reperire ulteriori informazioni sulle singole funzioni.
- Non collocare la bilancia contro il muro. Ciò potrebbe causare lesioni o determinare il funzionamento errato del dispositivo.
- Non smontare, riparare o modificare la bilancia.
- Non usare batterie diverse dal tipo specificato per questa bilancia. Non inserire la batteria con la polarità invertita.
- Sostituire immediatamente la batteria scarica con una nuova batteria.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Se il fluido delle batterie dovesse entrare in contatto con la pelle o con gli abiti, sciacquare immediatamente con abbondante acqua fresca.
- Rimuovere la batteria dalla bilancia se non si intende utilizzarla per un lungo periodo di tempo (all'incirca tre mesi o più).
- Questa bilancia è destinata unicamente all'uso domestico. Non è destinata all'utilizzo negli ospedali o in altre strutture mediche. Il dispositivo non supporta gli standard qualitativi necessari per l'utilizzo professionale.

Suggerimenti di carattere generale:

- Per eseguire correttamente la misurazione:
 - Porre la bilancia su una superficie piana.
 - Non collocare la bilancia su superfici morbide, ad esempio tappeti o stuoie.
 - Non collocare alcun oggetto sulla piattaforma.



IT Dati tecnici

Descrizione del prodotto
Modello
Display

Bilancia pesapersona digitale
OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)

Da 5 kg a 150 kg con incrementi di 0,1 kg
Da 0 st 11 lb a 23 st 8 lb con incrementi di 0,2 lb
Da 11 lb a 330 lb con incrementi di 0,2 lb

Precisione di pesata
Alimentazione
Durata delle batterie
Temperatura operativa /
Umidità

Da 5 kg a 150 kg: $\pm(1\%+0,1 \text{ kg})$
Una batteria di tipo CR2032 (è inclusa una batteria di prova)
Circa 1 anno (utilizzando la bilancia per 4 misurazioni al giorno)
Da +5°C a +35°C, dal 30% all'85% di umidità relativa

Temperatura di conservazione/
Umidità/Pressione dell'aria

Da -20°C a +60°C, dal 10% al 95% di umidità relativa, da 860 hPa a 1060 hPa

Peso

Circa 1,2 kg (batteria compresa)

Dimensioni esterne

Circa 290 (A) x 270 (L) x 22 (P) mm

Contenuto della confezione

Bilancia, una batteria di tipo CR2032 per provare il funzionamento della bilancia, manuale di istruzioni

Nota: Soggetto a modifiche tecniche senza necessità di preavviso.

Questo dispositivo è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. garantisce questo prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.

La garanzia non copre la batteria, la confezione, né i danni di alcun tipo dovuti a uso errato (quali cadute accidentali o uso improprio) provocati dall'utente. Il prodotto sarà sostituito solo se reso insieme alla ricevuta o allo scontrino originali.

	Causa	Soluzione
E	Movimento durante la misurazione.	Non muoversi fino al completamento della misurazione.
Err	Disallineamento durante l'autocalibrazione	Ripetere la misurazione
Lo	La pila si sta esaurendo.	Sostituzione della batteria
-----	Il peso è al di fuori dell'intervallo di misurazione (oltre 150 kg).	Gamma di peso: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

IT Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)







Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e a riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare eventuali termini e condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

DE Hinweise zur Sicherheit

Folgende Symbole und Definitionen werden verwendet:

-  **Warnung:** Die unsachgemäße Verwendung kann in bestimmten Situationen zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
-  **Vorsicht:** Die unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.
-  **Warnung:**
 - Beginnen Sie mit einer Gewichtsreduzierungs- oder Sporttherapie nur unter Aufsicht eines Arztes oder Spezialisten.
 - Verwenden Sie die Waage nicht auf rutschigen Oberflächen wie z. B. einem nassen Fußboden.
 - Halten Sie die Waage von kleinen Kindern fern.
 - Springen Sie nicht auf die Waage oder auf der Waage umher.
 - Verwenden Sie die Waage nicht, wenn Ihr Körper und/oder Ihre Füße nass sind, z. B. nach einem Bad.
 - Treten Sie nicht auf die Kante oder den Anzeigebereich der Waage.
 - Behinderte oder gebrechliche Personen müssen bei der Verwendung dieser Waage immer von einer anderen Person unterstützt werden. Verwenden Sie eine Griffstange oder Ähnliches, wenn Sie auf die Waage steigen.
 - Wenn Batteriesäure in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit reichlich klarem Wasser aus. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
 - Greifen Sie nicht mit Ihren Fingern in Schlitze oder die Innenseite der Waage.
 - Zur Verwendung in Innenräumen.
 - Verwenden Sie die Waage nicht zu anderen Zwecken als der Gewichtsmessung.
-  **Vorsicht:**
 - Nur zur Verwendung durch Menschen zugelassen.
 - Die Glasoberfläche der Waage kann rutschig sein, achten Sie darauf, nicht zu fallen.

- Reinigen Sie die Waage vor der Verwendung stets, falls die anderen Benutzer des Geräts an einer Hauterkrankung der Füße leiden.
- Das Gerät nicht in einer Umgebung lagern, in der es chemischen oder ätzenden Dämpfen ausgesetzt ist.
- Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Darin finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen.
- Die Waage nicht gegen eine Wand stellen. Dies kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.
- Nehmen Sie die Waage nicht auseinander, reparieren Sie sie nicht und bauen Sie sie nicht um.
- Verwenden Sie nur die für diese Waage vorgeschriebene Batterie. Setzen Sie die Batterie nicht in falscher Polrichtung ein.
- Ersetzen Sie eine verbrauchte Batterie sofort durch eine neue.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Wenn Batteriesäure auf Ihre Haut oder Ihre Kleidung gelangt, spülen Sie diese sofort mit reichlich klarem Wasser ab.
- Nehmen Sie die Batterie aus der Waage heraus, wenn Sie die Waage für längere Zeit (ca. drei Monate oder länger) nicht verwenden werden.
- Diese Waage ist nur für den Heimgebrauch ausgelegt. Sie sollte nicht in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verwendet werden. Sie erfüllt nicht die Qualitätsstandards, die für den professionellen Gebrauch erforderlich sind.

Allgemeine Empfehlung:

- Zur korrekten Messung:
 - Stellen Sie die Waage auf ebenen Boden.
 - Stellen Sie diese Waage nicht auf einer gepolsterten Oberfläche auf, wie zum Beispiel einem Teppich oder einer Matratze.
 - Stellen Sie keine Gegenstände auf der Trittfäche ab.



DE Technische Daten

Produktbeschreibung	Digitale Personenwaage
Modell	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Anzeige	5 kg bis 150 kg in Schritten von 0,1 kg 0 st 11 lb bis 23 st 8 lb in Schritten von 0,2 lb 11 bis 330 lb in Schritten von 0,2 lb
Wiegegenauigkeit	5 kg bis 150 kg: $\pm(1\%+0,1\text{ kg})$
Stromversorgung	Eine CR2032-Batterie (eine Batterie für Probetrieb ist im Lieferumfang enthalten)
Batterielebensdauer	Ca. 1 Jahr (bei 4 Messungen mit der Waage pro Tag)
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	+5°C bis +35°C, 30 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerungstemperatur / Luftfeuchtigkeit/Luftdruck	-20°C bis +60°C, 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, 860 hPa bis 1.060 hPa
Gewicht	Ca. 1,2 kg (einschließlich Batterien)
Äußere Abmessungen	Ca. 290 (H) x 270 (B) x 22 (T) mm
Lieferumfang	Waage, eine CR2032-Batterie für Probetrieb der Waage, Gebrauchsanweisung

Hinweis: Technische Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. gibt für dieses Produkt eine Garantie für 2 Jahre ab dem Kaufdatum.

Von der Garantie ausgeschlossen sind die Batterie, die Verpackung und/oder durch Missbrauch (beispielsweise Fallenlassen des Geräts oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch) entstandene Schäden, die durch den Benutzer verursacht wurden. Im Garantiefall kann das Produkt nur ersetzt werden, wenn es zusammen mit dem Kaufbeleg zurückgegeben wird.

	Ursache	Behebung
<i>E</i>	Bewegung während der Messung.	Bewegen Sie sich erst wieder, wenn die Messung abgeschlossen ist.
<i>Err</i>	Fehlausrichtung während Autokalibrierung	Messung wiederholen
<i>Lo</i>	Die Batterie ist schwach.	Batterie wechseln
<i>----</i>	Das Gewicht liegt außerhalb des Messbereichs (mehr als 150 kg).	Gewichtsbereich: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

DE Korrekte Entsorgung dieses Produktes (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)







Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Produkt bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllentsorgung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

FR Remarques sur la sécurité

Les symboles et leurs définitions sont présentés ci-dessous :

-  **Avertissement** : Une utilisation incorrecte peut provoquer la mort ou des blessures graves.
-  **Attention** : Une utilisation incorrecte peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
-  **Avertissement** :
 - Ne commencez jamais un traitement axé sur la réduction du poids ou l'effort physique sans consulter un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
 - N'utilisez pas la balance sur des surfaces glissantes (sol mouillé, par exemple).
 - Conservez la balance hors de portée des jeunes enfants.
 - Ne sautez pas sur la balance et ne sautillez pas dessus.
 - N'utilisez pas cette balance lorsque votre corps et/ou vos pieds sont mouillés, après avoir pris un bain, par exemple.
 - Ne montez pas sur le bord ou sur la zone d'affichage de la balance.
 - Les personnes handicapées ou physiquement fragiles doivent toujours demander l'assistance d'une autre personne lorsqu'elles utilisent cette balance. Utilisez une barre d'appui ou un autre soutien pour monter sur la balance.
 - Si vous recevez dans les yeux du liquide provenant de la pile, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau pure. Consultez immédiatement un médecin.
 - N'introduisez pas les doigts dans une fente ni à l'intérieur de la balance.
 - Utilisez la balance à l'intérieur.
 - Utilisez la balance exclusivement pour vous peser.
-  **Attention** :
 - La balance est homologuée pour une utilisation humaine uniquement.
 - La balance est en verre glissant, attention à ne pas tomber.

- Nettoyez systématiquement la balance avant utilisation lorsqu'elle est utilisée par des personnes souffrant d'une affection cutanée du pied.
- Ne la rangez pas dans des endroits exposés à des produits chimiques ou à des vapeurs corrosives.
- Lisez attentivement le présent mode d'emploi avant utilisation, vous y trouverez également des informations complémentaires sur chaque fonction.
- Ne placez pas la balance contre le mur. Ceci risquerait de provoquer des blessures et de perturber son fonctionnement.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remaniez pas la balance.
- N'utilisez pas de pile non recommandée pour cette balance. N'introduisez pas la pile en inversant les polarités.
- Remplacez immédiatement la pile usagée par une pile neuve.
- Ne jetez pas la pile au feu.
- Si vous recevez sur la peau ou les vêtements du liquide provenant de la pile, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau pure.
- Retirez la pile de cette balance lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période (environ trois mois ou plus).
- Cette balance est destinée à une utilisation au domicile uniquement. Elle n'est pas conçue pour une utilisation dans les hôpitaux et autres établissements médicaux. Elle ne répond pas aux normes de qualité requises pour un usage professionnel.

Conseil général :

- Pour des mesures correctes :
 - Veuillez ranger cette balance par terre.
 - Ne placez pas cette balance sur un sol recouvert de moquette ou d'un tapis.
 - N'entreposez pas d'objets, quels qu'ils soient, sur la plate-forme.



FR Données techniques

Description du produit	Balance personnelle numérique
Modèle	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Affichage	5 kg à 150 kg, par incréments de 0,1 kg 0 st 11 lb à 23 st 8 lb, par incréments de 0,2 lb 11 à 330 lb, par incréments de 0,2 lb
Précision du poids	5 kg à 150 kg: $\pm(1\%+0,1\text{ kg})$
Alimentation électrique	Une pile CR2032 (pile d'essai incluse)
Durée de vie des piles	Environ 1 an (à raison de 4 mesures par jour)
Température de fonctionnement / Humidité	+5°C à +35°C, 30 % à 85 % HR
Température de stockage / Humidité/Pression atmosphérique	-20°C à +60°C, 10 % à 95 % HR, 860 hPa à 1 060 hPa
Poids	Environ 1,2 kg (pile incluse)
Dimensions externes	Environ 290 (H) x 270 (L) x 22 (P) mm
Contenu de l'emballage	Balance, une pile CR2032 pour essayer la balance, mode d'emploi

Remarque : Soumis à des modifications techniques sans préavis.

Ce dispositif répond aux dispositions de la directive CEM 2014/30/UE.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. garantit ce produit pendant 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas la pile, l'emballage et/ou les dommages de quelque nature que ce soit qui sont dus à une mauvaise utilisation (par exemple, une chute ou une mauvaise manipulation) par l'utilisateur. Les produits faisant l'objet d'une réclamation seront remplacés uniquement s'ils sont retournés avec la facture/le ticket d'achat original.

	Cause	Solution
E	Mouvement lors d'une mesure.	Ne bougez pas tant que la mesure n'est pas terminée.
Err	Mauvais alignement pendant la calibration automatique	Veuillez effectuer une nouvelle mesure
Lo	La pile est faible.	Remplacement de la pile
-----	Le poids sort de l'intervalle de pesée (plus de 150 kg).	Plage de pesée: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

FR Mise au rebut correcte de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



Ce symbole figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut en fin de vie avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu ce produit ou leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent le renvoyer afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets commerciaux.

NL Veiligheid

Gebruikte symbolen en definities:

- ⚠ **Waarschuwing:** verkeerd gebruik kan mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
- ⚠ **Opgelet:** verkeerd gebruik kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
- ⚠ **Waarschuwing:**
 - Begin nooit zonder instructies van een arts of specialist aan afvallen of oefentherapie.
 - Gebruik de weegschaal niet op gladde oppervlakken, zoals een natte vloer.
 - Houd de weegschaal buiten het bereik van jonge kinderen.
 - Spring niet op de weegschaal.
 - Gebruik deze weegschaal niet als uw lichaam en/of voeten nat zijn, bijvoorbeeld na het douchen.
 - Stap niet op de rand of het display van de weegschaal.
 - Gehandicapten of lichamelijk zwakke mensen moeten altijd door iemand worden geholpen als ze deze weegschaal gebruiken. Gebruik een handvat of iets dergelijks als u op de weegschaal stapt.
 - Als er batterijvloeistof in uw ogen terechtkomt, spoel uw ogen dan onmiddellijk met een ruime hoeveelheid schoon water. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
 - Steek uw vingers niet in een van de openingen of in de weegschaal.
 - Gebruik de weegschaal binnenshuis.
 - Gebruik de weegschaal uitsluitend om het gewicht te bepalen.
- ⚠ **Opgelet:**
 - Uitsluitend goedgekeurd voor gebruik door mensen.
 - De glasplaat van weegschaal kan glad zijn; zorg dat u niet valt.
 - Reinig de weegschaal altijd voor gebruik wanneer deze wordt

gebruikt door mensen met voetschimmel of andere huidaan- doening aan de voet.

- Berg de weegschaal niet op plaatsen op waar deze blootstaat aan chemische of bijtende dampen.
- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig vóór gebruik en voor verdere informatie over de afzonderlijke functies.
- Plaats de weegschaal niet tegen de wand. Dit kan leiden tot letsel en schade.
- De weegschaal mag niet worden gedemonteerd of gerepareerd en er mogen geen aanpassingen worden aangebracht.
- Gebruik geen batterij die niet voor deze weegschaal geschikt is. Plaats de batterij niet met de polen in de verkeerde richting.
- Vervang een lege batterij onmiddellijk door een nieuwe batterij.
- Gooi batterijen nooit in open vuur.
- Als er batterijvloeistof op uw huid of kleding terechtkomt, spoel dan onmiddellijk met een ruime hoeveelheid schoon water.
- Verwijder de batterij uit de weegschaal wanneer u deze gedurende langere tijd niet zult gebruiken (ongeveer drie maanden of langer).
- Deze weegschaal is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De weegschaal is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen of andere medische omgevingen. De weegschaal ondersteunt niet de kwaliteitsstandaarden die zijn vereist voor professioneel gebruik.

Algemeen advies:

- Voor juiste metingen:
 - Berg deze weegschaal op op een horizontaal oppervlak op.
 - Plaats de weegschaal niet op een dempend vloeroppervlak, zoals een tapijt of een mat.
 - Plaats geen enkel voorwerp op de weegschaal.



NL Technische gegevens

Productbeschrijving	Digitale personenweegschaal
Model	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Weergave	5 kg tot 150 kg in stappen van 0,1 kg 0st 11 lb tot 23 st 8 lb in stappen van 0,2 lb 11 tot 330 lb in stappen van 0,2 lb
Weegnauwkeurigheid	5 kg tot 150 kg: $\pm(1\%+0,1 \text{ kg})$
Voeding	Eén CR2032-batterij (testbatterij is meegeleverd)
Levensduur batterijen	Ongeveer 1 jaar (bij een gebruik van 4 metingen per dag)
Werkings temperatuur	+5 °C tot +35 °C, 30% tot 85% RV
-luchtvochtigheid	
Opslagtemperatuur/	-20 °C tot +60 °C, 10% tot 95% RV, 860 hPa tot 1.060 hPa
-luchtvochtigheid/-luchtdruk	
Gewicht	Ongeveer 1,2 kg (inclusief batterij)
Afmetingen	Ongeveer 290 (h) x 270 (l) x 22 (d) mm
Inhoud pakket	Weegschaal, één CR2032-batterij voor testgebruik van de weegschaal, gebruiksaanwijzing

Opmerking: technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande berichtgeving worden doorgevoerd.

Dit apparaat voldoet aan de bepalingen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. biedt 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum van aankoop.

De garantie geldt niet voor de batterij en verpakking en biedt geen dekking voor enigerlei schade die voortkomt uit verkeerd gebruik (zoals het laten vallen van het product of misbruik) veroorzaakt door de gebruiker. Producten waarvoor schadevergoeding wordt gevraagd, worden alleen vervangen als ze samen met het originele aankoopbewijs worden teruggestuurd.

	Oorzaak	Oplossing
E	Beweging tijdens de meting.	Beweeg niet voordat de meting is voltooid.
Err	Uitlijningsfout tijdens automatische kalibratie	Herhaal de meting
Lo	Het batterijvermogen is laag.	Batterij vervangen
-----	Het gewicht valt buiten de weegmarge (meer dan 150 kg).	Weegbereik: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

NL **Correcte verwijdering van dit product**
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde verwijdering van afval te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te informeren waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

ES Notas de seguridad

Símbolos empleados y sus definiciones:

⚠ Advertencia: El uso inadecuado de este dispositivo podría provocar lesiones graves o la muerte.

⚠ Precaución: El uso inadecuado de este dispositivo podría provocar lesiones o daños materiales.

⚠ Advertencia!

- No comience nunca un programa de reducción de peso o una terapia de ejercicios sin las indicaciones de un médico o especialista.
- No utilice la báscula en superficies resbaladizas, como un suelo mojado.
- Mantenga la báscula fuera del alcance de los niños.
- No se suba a la báscula bruscamente ni salte arriba y abajo estando sobre ella.
- No utilice esta báscula con el cuerpo o los pies mojados, como por ejemplo, tras darse un baño.
- No se apoye en el borde ni en la zona de la pantalla de la báscula.
- Las personas con alguna discapacidad, o físicamente delicadas, deberán recibir ayuda de otra persona cuando utilicen esta báscula. Utilice una barandilla o cualquier otro elemento de apoyo cuando se suba a la báscula.
- Si el líquido de la pila entra en contacto con sus ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua limpia. Acuda inmediatamente a un médico.
- No introduzca los dedos en ninguna ranura de la báscula ni dentro de ésta.
- Uso en interiores.
- No utilice la báscula para otro fin que no sea el de pesarse.

⚠ Precaución!

- Apto sólo para uso humano.

- La báscula está hecha de cristal deslizante, por tanto, tenga cuidado para evitar caerse.
- Antes de usar la báscula, límpiela siempre que la haya utilizado alguien que padece una enfermedad cutánea en los pies.
- No la guarde en lugares donde podría estar expuesta a productos químicos o vapores corrosivos.
- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar la báscula y para información adicional sobre cada una de las funciones.
- No coloque la báscula contra la pared. Podría producir daños y un funcionamiento incorrecto.
- No desmonte, repare ni realice ningún cambio en la báscula.
- No utilice una pila que no sea específica para esta báscula. No introduzca la pila con las polaridades en la dirección equivocada.
- Cambie la pila gastada por una nueva de inmediato.
- No arroje la pila gastada al fuego.
- Si el líquido de la pila entra en contacto con su piel o su ropa, lávelas inmediatamente con abundante agua limpia.
- Extraiga la pila de la báscula cuando ésta no se vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado (aproximadamente tres meses o más).
- Esta báscula está destinada para uso doméstico. No está destinada para uso en hospitales u otras instalaciones médicas. No cumple con la normativa de calidad exigida para su uso profesional.

Aviso general:

- Para que las mediciones sean correctas:
 - Guarde la báscula a nivel del suelo.
 - No coloque esta báscula sobre una superficie acolchada, como una alfombra o estera.
 - No coloque ningún objeto que desee guardar sobre la plataforma.



ES Datos técnicos

Producto	Báscula personal digital
Modelo	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Pantalla	De 5 kg a 150 kg con incrementos de 0,1 kg De 0 st 11 lb a 23 st 8 lb con incrementos de 0,2 lb De 11 a 330 lb con incrementos de 0,2 lb
Precisión del peso	De 5 kg a 150 kg: $\pm(1\%+0,1 \text{ kg})$
Alimentación	Una pila CR2032 (se incluye una pila de prueba)
Duración de la pila	Aproximadamente 1 año (cuando la báscula se utiliza para 4 mediciones al día)
Temperatura/Humedad de funcionamiento	De +5 °C a +35 °C, de 30% a 85% de humedad relativa
Temperatura/Humedad/Presión atmosférica de conservación	De -20 °C a +60 °C, de 10% a 95% de humedad relativa, de 860 hPa a 1060 hPa
Peso	Aproximadamente 1,2 kg (incluida la pila)
Dimensiones externas	Aproximadamente 290 (alto) x 270 (ancho) x 22 (fondo) mm
Contenido de la caja	Báscula, una pila CR2032 para probar la báscula, manual de instrucciones.

Nota: Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la directiva EMC 2014/30/UE.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. garantiza este producto durante 2 años a partir de la fecha de compra.

La garantía no cubre la batería, el embalaje o los daños de ningún tipo producidos por un uso incorrecto (por ejemplo, caída o uso físico incorrecto) por parte del usuario. El producto sólo se sustituirá si se devuelve con la factura o el recibo originales.

	Causa	Remedio
<i>E</i>	Movimiento durante la medición.	No se mueva hasta que finalice la medición.
<i>Err</i>	Desajuste durante la Auto-calibración	Repita la medición
<i>Lo</i>	La pila está baja.	Reemplazar pila
<i>-----</i>	El peso está fuera del rango de peso (más de 150 kg).	Rango de peso: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

ES Eliminación correcta de este producto (residuos de equipos eléctricos y electrónicos)



La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para fomentar la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden devolverlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios de entidades profesionales deben ponerse en contacto con su proveedor y consultar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

RU Примечания по безопасности

Для очистки прибора протирайте мягкой сухой тканью. Не протирайте прибор бензолом или растворителем для краски. Ниже приведены обозначения, используемые в данном руководстве, и их определения.

- ⚠️ Внимание!** Неправильное использование может привести к смерти или серьезной травме.
- ⚠️ Осторожно!** Неправильное использование может привести к травме или повреждению оборудования.
- ⚠️ Внимание!**
 - Прежде чем приступить к снижению веса или физическим упражнениям, обязательно проконсультируйтесь с врачом или другим соответствующим специалистом.
 - Не пользуйтесь прибором на скользких поверхностях, например, на мокром полу.
 - Храните прибор в недоступном для детей месте.
 - Не становитесь на прибор прыжком и не подпрыгивайте на нем.
 - Не пользуйтесь прибором, когда ваше тело и/или стопы влажные (например, после ванны).
 - Не вставляйте на край прибора или на область дисплея.
 - Не позволяйте людям с физическими недостатками пользоваться прибором без посторонней помощи. Вставляйте на прибор, опираясь руками на поручни или что-либо подобное.
 - При попадании в глаза жидкости из элемента питания немедленно промойте их большим количеством чистой воды. Затем сразу же обратитесь к врачу.
 - Не вводите пальцы ни в какие пазы или внутрь прибора.
 - Используйте в помещении.
 - Не используйте ни в каких иных целях, кроме взвешивания.
- ⚠️ Осторожно!**
 - Разрешено использовать только для людей.
 - Прибор сделан из стекла и имеет скользкую поверхность.

Соблюдайте осторожность, чтобы не упасть.

- После взвешивания людей с кожными заболеваниями стоп, обязательно продезинфицируйте прибор перед последующим использованием.
- Не храните прибор в местах, подверженных воздействию химических веществ или едких паров.
- Прежде чем использовать прибор, а также для получения дополнительной информации об отдельных функциях, внимательно прочтите данное руководство.
- Не ставьте прибор к стене. Это может привести к неправильной работе или повреждению.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор, а также не меняйте его конструкцию.
- Не следует использовать элементы питания, не предназначенные для данного прибора. Не устанавливайте элементы питания с нарушением полярности.
- Отработавший элемент питания замените новым.
- Не утилизируйте элементы питания путем их сжигания.
- При попадании жидкости из элемента питания на кожу или одежду немедленно промойте их большим количеством чистой воды.
- Вынимайте элементы питания из прибора, если не собираетесь им пользоваться в течение длительного времени (три месяца и более).
- Прибор предназначен только для домашнего использования. Не следует использовать его в больницах и других медицинских учреждениях. Прибор создан без соблюдения стандартов, необходимых для профессионального использования.

Общие рекомендации

- Для правильного проведения измерений:
 - устанавливайте прибор на ровную поверхность;
 - не ставьте прибор на пол с мягким покрытием (например, на палас или на ковер);
 - не храните никакие вещи на платформе прибора.



RU Технические данные

Наименование	Персональные цифровые весы
Модель	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Индикация	От 5 кг до 150 кг с шагом 0,1 кг От 0 стоуна 11 фунтов до 23 стоуна 8 фунтов с шагом 0,2 фунтов От 11 до 330 фунтов с шагом 0,2 фунтов
Точность измерения массы тела	От 5 кг до 150 кг: $\pm(1\%+0,1 \text{ кг})$
Источник питания	Один элемент питания CR2032 (в комплект поставки входит пробный элемент питания)
Срок службы элементов питания	Приблизительно 1 год (при 4 измерениях в день)
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха	От +5°C до +35°C
Относительная влажность	От 30% до 85%
Условия хранения:	
Температура окружающего воздуха	От -20°C до +60°C
Относительная влажность	От 10% до 95%
Атмосферное давление	От 860 до 1060 гПа
Масса	Приблизительно 1,2 кг (включая элемент питания)
Габаритные размеры	Приблизительно 290 (В) x 270 (Д) x 22 (Ш) мм
Комплект поставки	Персональные цифровые весы, один элемент питания CR2032 для пробного использования прибора, руководство по эксплуатации

Устройство соответствует требованиям директивы ЭМС 2014/30/ЕС.



Компания OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. предоставляет на данное изделие гарантию сроком 2 года с момента покупки. Гарантия не распространяется на элемент питания, упаковку и/или повреждения любого рода, вызванные неправильным использованием прибора пользователем (например, падением или иным физическим воздействием).

Протирайте прибор мягкой сухой тканью. Не протирайте прибор бензолом или растворителем для краски.

	Причина	Способ решения
E	Движение во время измерения.	Не двигайтесь до завершения измерения.
Err	Расцентровка прибора во время автокалибровки.	Необходимо повторить измерение.
Lo	Низкий заряд элемента питания.	Необходимо заменить элемент питания.
-----	Вес превышает максимально допустимое значение (более 150 кг).	Диапазон измерений (масса тела): 5—150 кг 0 стоуна 11 фунтов—23 стоуна 8 фунтов 11—330 фунтов

RU Надлежащая утилизация прибора (отработанное электрическое и электронное оборудование)



Этот символ на приборе или в описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте это изделие надлежащим образом отдельно от других типов отходов для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого был приобретен прибор, или же с местным органом власти для получения подробной информации о том, куда и как можно вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки. Промышленным потребителям надлежит связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный прибор не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

العلاج	السبب	
لا تتحرك إلى أن تكتمل عملية القياس.	الحركة أثناء القياس.	E
الرجاء تكرار محولة القياس	حدوث خطأ في المحاذاة أثناء عملية المعايرة التلقائية	Err
تغيير البطارية	البطارية منخفضة	Lo
نطاق الأوزان: ٥-١٥٠ كجم	الوزن خارج نطاق الوزن المسموح به (يزيد عن ١٥٠ كجم).	----

التخلص الصحيح من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) (AR)

تشير هذه العلامة على المنتج أو المطبوعات الخاصة به إلى أنه لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية عمره التشغيلي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص غير المنضبط من النفايات، يرجى فصل هذا المنتج عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد من المواد. ينبغي على المستخدمين المنزليين الاتصال إما ببائع التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بمكتب الحكومة المحلية للحصول على تفاصيل بشأن مكان وكيفية إرجاع هذا العنصر لإعادة التدوير الآمن بيئيًا. ينبغي على المستخدمين التجاريين الاتصال بموردهم والتحقق من شروط عقد الشراء وأحكامه. ينبغي عدم خلط هذا المنتج مع النفايات التجارية الأخرى للتخلص منه.



- لا تقم بتخزين الجهاز في الأماكن المعرضة للكيميائيات أو الأبخرة المسببة للتآكل.
- يرجى قراءة كتيب الإرشادات هذا بعناية قبل الاستخدام وللإطلاع على مزيد من المعلومات حول الوظائف الفردية.
- لا تقم بوضع الجهاز قبالة الحائط، قد يتسبب هذا في حدوث إصابات وأعطال.
- لا تقم بفك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله.
- لا تستخدم بطاريات غير المخصصة لهذا الجهاز. لا تقم بتركيب البطاريات مع وجود أقطابها في الاتجاه الخطأ.
- استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة على الفور.
- لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار.
- في حالة ملامسة سائل البطارية لجلدك أو ملابسك، اغسلها على الفور باستخدام كمية وفيرة من الماء النظيف.
- انزع البطاريات من هذا الجهاز في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة من الوقت (حوالي ثلاثة أشهر أو أكثر).
- هذا الجهاز معد للاستخدام المنزلي فقط. إن هذا الجهاز ليس مُعدًا للاستخدام المهني في المستشفيات أو في المرافق الطبية الأخرى. لا يدعم هذا الجهاز معايير الجودة المطلوبة للاستخدام المهني.

نصائح عامة:

- للحصول على نتائج صحيحة:
 - يرجى وضع هذا الجهاز على الأرض.
 - لا تضع هذا الجهاز على سطح أرضية ذات بطانة، مثل سجادة أو حصيرة.
 - لا تضع أي شيء على منصة الجهاز.



- تظهر الرموز والتعريفات على النحو التالي:
 - ⚠️ **تحذير:** قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى حدوث الوفاة أو إصابات خطيرة.
 - ⚠️ **تنبيه:** قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى حدوث إصابات أو إتلاف الممتلكات.

تحذير:

- لا تبدأ أبدًا عملية إنقاص الوزن أو العلاج بالتمارين الرياضية دون استشارة الطبيب أو الأخصائي.
- تجنب استخدام هذا الجهاز على الأسطح الزلقة، مثل الأرضية المبللة.
- احتفظ بالجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقف عند الصعود على الجهاز ولا تتواثب فوقه.
- تجنب استخدام هذا الجهاز عندما يكون جسمك و/أو قدمك مبتلئين، كما هو الحال بعد الاستحمام.
- لا تقف على حافة الجهاز أو على منطقة الشاشة الموجودة بالجهاز.
- يجب دومًا مساعدة الأشخاص المعاقين أو ذوي البنى الضعيفة بواسطة شخص آخر عند استخدام هذا الجهاز. حيث يجب الاستناد إلى شيء ما عند الصعود على الجهاز.
- في حالة وصول سائل البطارية إلى داخل عينيك، اغسلهما على الفور باستخدام كمية وفيرة من الماء النظيف. بادر باستشارة الطبيب على الفور.
- لا تضع أصابعك في أية فتحة أو في داخل الجهاز.
- استخدم هذا الجهاز في الأماكن المغلقة.
- لا تستخدم هذا الجهاز في أعراض أخرى غير قياس الوزن.

تنبيه:

- تمت المصادقة على الاستخدام الأدمي فقط.
- تم تصنيع هذا الجهاز من الزجاج الزلّاق، لذا احذر الوقوع.
- قم دائمًا بتنظيف الجهاز قبل الاستعمال إذا تم استخدام الجهاز من قبل أشخاص مصابين بأمراض جلدية في القدمين.

AR البيانات الفنية

وصف المنتج	ميزان شخصي رقمي
الطراز	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
الشاشة	من ٥ إلى ١٥٠ كجم مع زيادة قدرها ٠,١ كجم ٠ ستون و ١١ رطل إلى ٢٣ ستون و ٨ رطل بزيادة قدرها ٠,٢ رطل ١١ إلى ٣٣٠ رطل بزيادة قدرها ٠,٢ رطل
دقة الوزن	٥ - ١٥٠ كجم: ± (١/١٠٠) (كجم)
مورد الطاقة	بطارية واحدة من فئة CR2032 (يتم إجراء اختبار على البطارية)
عمر البطارية	عام واحد على وجه التقريب (في حال استخدام الجهاز أربع مرات في اليوم)
درجة حرارة التشغيل / الرطوبة	من ٥+ درجات مئوية إلى ٣٥+ درجة مئوية، من ٣٠٪ إلى ٨٥٪ رطوبة نسبية
درجة حرارة التخزين / الرطوبة / ضغط الهواء	من ٢٠- درجة مئوية إلى ٦٠+ درجة مئوية، من ١٠٪ إلى ٩٥٪ رطوبة نسبية، من ٨٦٠ هيكوتوباسكال إلى ١٠٦٠ هيكوتوباسكال
الوزن	حوالي ١,٢ كجم (شامل البطارية)
الأبعاد الخارجية	حوالي ٢٩٠ (طول) × ٢٧٠ (عمق) × ٢٢ (ارتفاع) ملم
محتويات العبوة	ميزان، بطارية واحدة من فئة CR2032 لتجربة استخدام الجهاز، كتيب الإرشادات

ملاحظة: عرضة للتعديل الفني دون إخطار مسبق.

يفي هذا الجهاز بشروط توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) رقم 2014/30/EU.



تتعهد شركة OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V بضمان هذا المنتج مدة عامين من تاريخ الشراء. لا يغطي الضمان البطارية والعبوة وأو أية أضرار من أية نوع ناتجة عن سوء استخدام من قبل المستخدم (كالمسقوط أو الاستخدام الخاطئ). سيتم استبدال المنتجات المرتجعة مع الفاتورة الأصلية أو إيصال الدفع فقط.

Бележки за безопасност

Символи и дефиниции, както следва:

⚠ Предупреждение: Неправилната употреба може да причини смърт или сериозна травма.

⚠ Внимание: Неправилната употреба може да причини травма или материални щети.

⚠ Внимание:

- Никога не започвайте диета за отслабване или лечение без указания от лекар или специалист.
- Не използвайте този кантар върху хлъзгави повърхности, напр. мокър под.
- Дръжте кантара далече от достъп на малки деца.
- Не скачайте и не подскачайте върху кантара.
- Не използвайте кантара, когато тялото и/или краката Ви са мокри, например след баня.
- Не стъпвайте на ръба или върху областта на дисплея на кантара.
- Инвалидите и физически немощните хора трябва винаги да се подпомагат от друг човек при използване на кантара. Използвайте парапет или подобна опора при стъпване върху кантара.
- Ако течност от батерията попадне в очите Ви, веднага измийте обилно с чиста вода. Незабавно се консултирайте с лекар.
- Не поставяйте пръстите си в отворите или вътре в кантара.
- Използвайте на закрито.
- Не използвайте за друго, освен за измерване на тегло.

⚠ Внимание:

- Одобрен само за употреба от хора.
- Кантарът има хлъзгаво стъкло - внимавайте да не паднете.

- Винаги почиствайте кантара преди употреба, когато използвате уреда с хора с кожни заболявания на краката.
- Не съхранявайте на места, изложени на химични вещества или корозивни пари.
- Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и за допълнителна информация за отделните функции.
- Не опирайте кантара в стената. Това може да предизвика нараняване и неизправност.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не променяйте кантара.
- Не използвайте батерия, неодобрена за този кантар. Не поставяйте батерията с обърнати полюси.
- Веднага сменете изтощената батерия с нова.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Ако течност от батерия попадне върху кожата или дрехите Ви, веднага измийте обилно с чиста вода.
- Извадете батерията от кантара, ако няма да го използвате продължително време (около три или повече месеца).
- Този кантар е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен за използване в болници или други здравни заведения. Той не отговаря на стандартите за качество за професионална употреба.

Общи съвети:

- За правилни измервания:
 - Моля, съхранявайте този кантар на равна повърхност.
 - Не поставяйте този кантар на подплатена подова повърхност като килим или постелка.
 - Не съхранявайте предмети върху платформата.



Технически данни

Описание на продукта	Цифров кантар за лично тегло
Модел	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Дисплей	От 5 кг до 150 кг със стъпка от 0,1 кг От 0 st 11 lb до 23 st 8 lb със стъпка от 0,2 lb От 11 до 330 lb със стъпка от 0,2 lb
Точност на измерване на теглото	От 5 кг до 150 кг: $\pm(1\%+0,1 \text{ kg})$
Електрозахранване	Една батерия CR2032 (включена е тестова батерия)
Трайност на батериите	Приблизително 1 година (при използване на кантара за 4 измервания на ден)
Работна температура / Влажност	От +5°C до +35°C, от 30% до 85% RH
Температура на съхранение/ Влажност/Въздушно налягане	От -20°C до +60°C, от 10% до 95% RH, от 860 hPa до 1060 hPa
Тегло	Приблизително 1,2 kg (включително батерията)
Външни габарити	Приблизително 290 (В) x 270 (Д) x 22 (Ш) mm
Съдържание на опаковката	Кантар, една батерия CR2032 за тестване на кантара, ръководство с инструкции

Бележка: Подлежи на технически промени без предизвестие.

Това устройство съответства на разпоредбите на Директива 2014/30/ЕС за електромагнитната съвместимост.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. дава гаранция за този продукт за 2 години след датата на покупката.

Гаранцията не покрива батерията, опаковката и/или повреди от всякакъв вид поради неправилна употреба (като например от изпускане или физически злоупотреби), причинени от потребителя. Продуктите с предявена рекламация ще бъдат сменени само при връщане с оригиналната фактура/касова бележка.

	Причина	Мярка за отстраняване
E	Движение по време на измерването.	Не се движете, докато не завърши измерването.
Err	Разместване по време на автоматичното калибриране	Моля, повторете измерването
Lo	Батерията е изтощена.	Смяна на батерията
----	Теглото е извън тегловия диапазон (над 150 кг).	Обхват на теглене: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

BG Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъци от електрическо и електронно оборудване)







Тази маркировка, поставена върху продукта или в документацията му, показва, че той не трябва да се изхвърля с заедно с другите битови отпадъци в края на експлоатационния си живот. За да се предотвратят възможни вреди за околната среда и човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете този продукт от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да допринесете за устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

Битовите потребители трябва да се обърнат към търговеца, от когото са закупили този продукт, или към местните власти за информация къде и как могат да занесат продукта за безопасното му за околната среда рециклиране.

Корпоративните потребители трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят общите условия на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци при изхвърляне.

Důležité bezpečnostní pokyny

Symbole a definice jsou následující:

-  **Varování:** Nesprávné použití může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
-  **Upozornění:** Nesprávné použití může způsobit zranění nebo poškození majetku.
-  **Varování:**
 - Nikdy nezahajujte redukcí hmotnosti nebo tělesná cvičení bez pokynů svého lékaře nebo specialisty.
 - Váhu nepoužívejte na kluzkém povrchu, například na vlhké podlaze.
 - Váhu uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Na váhu neskákejte ani na ní neposkakujte.
 - Váhu nepoužívejte, máte-li mokré tělo nebo nohy, například po koupeli.
 - Nestoupejte na okraj váhy nebo na oblast displeje.
 - Tělesně postižené osoby nebo osoby fyzicky slabé by měli tuto váhu používat vždy za asistence jiné osoby. Při stoupnutí na váhu použijte opěrku.
 - Dostane-li se vám kapalina z baterie do očí, ihned je vypláchněte velkým množstvím čisté vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Nesahejte do žádných drážek na váze nebo dovnitř váhy.
 - Používejte uvnitř budov.
 - Nepoužívejte k žádným jiným účelům než k vážení.
-  **Upozornění:**
 - Schváleno pouze k vážení osob.
 - Dávejte pozor, sklo váhy je kluzké, mohli byste upadnout.

- Pokud váhu používáte společně s osobami s kožním onemocněním nohou, vždy váhu před použitím vyčistěte.
- Neskladujte na místech, která jsou vystavena chemikáliím nebo korozivním výparům.
- Před použitím si pečlivě prostudujte návod k obsluze, jež obsahuje informace o jednotlivých funkcích.
- Neumisťujte váhu až ke stěně. Může dojít ke zranění nebo poruše činnosti váhy.
- Váhu nerozebírejte, neopravujte ani nepřestavujte.
- Používejte pouze typ baterií určený k použití v této váze. Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu.
- Starou baterii ihned vyměňte za novou.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Pokud se vám tekutina z baterie dostane na pokožku nebo na oděv, okamžitě ji opláchněte velkým množstvím čisté vody.
- Pokud nebudete delší dobu váhu používat (přibližně tři měsíce nebo déle), baterii vyjměte.
- Tato váha je určena pouze k domácímu použití. Není určena k použití v nemocnicích ani jiných zdravotnických zařízeních. Nepodporuje standardy kvality potřebné pro profesionální použití.

Obecná rada:

- Správné měření:
 - Váhu umístěte na rovný povrch.
 - Váhu nepokládejte na podlahu, na které je koberec či předložka.
 - Na váze neskladujte žádné předměty.



Technické údaje


Popis výrobku	Digitální osobní váha
Model	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Displej	5 kg až 150 kg odstupňováno po 0,1 kg 0 st 11 lb až 23 st 8 lb odstupňováno po 0,2 lb 11 až 330 lb odstupňováno po 0,2 lb
Přesnost měření hmotnosti	5 kg až 150 kg: ±(1 % + 0,1 kg)
Zdroj napájení	Jedna baterie CR2032 (dodávána je testovací baterie)
Životnost baterií	Přibližně jeden rok (pokud je váha používána k měření čtyřikrát denně)
Provozní teplota / Vlhkost	+5 °C až +35 °C, 30 % až 85 % RH
Skladovací teplota / Vlhkost / Tlak vzduchu	-20 °C až +60 °C, 10 % až 95 % RH, 860 hPa až 1 060 hPa
Hmotnost	Přibližně 1,2 kg (včetně baterie)
Vnější rozměry	Přibližně 290 (v) x 270 (d) x 22 (h) mm
Obsah balení	Váha, jedna baterie CR2032 pro testovací účely váhy, návod k obsluze


Poznámka: Technické úpravy jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Toto zařízení splňuje ustanovení směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.



Společnost OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. poskytuje záruku na tento produkt na dva roky od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na baterii, balení či jakékoli škody způsobené nesprávným používáním (jako například pád či nevhodné zacházení) způsobené uživatelem. Reklamované produkty budou vyměněny pouze v případě, když budou vráceny spolu s originální fakturou / prodejním dokladem.

	Příčina	Řešení
<i>E</i>	Pohyb během měření.	Nehýbejte se, dokud není měření dokončeno.
<i>Err</i>	Nesprávné nastavení během automatické kalibrace	Opakujte měření
<i>Lo</i>	Baterie je téměř vybitá.	Výměna baterie
	Hmotnost nespadá do rozsahu měření hmotnosti (více než 150 kg).	Hmotnostní rozsah: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

 **Správná likvidace tohoto produktu
(odpadní elektrická a elektronická zařízení)**



Toto označení zobrazené na produktu nebo na dokumentech znamená, že zařízení nesmí být na konci životnosti likvidováno společně s jiným domovním odpadem. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku neřizené likvidace odpadu, oddělte tento produkt od jiných druhů odpadů a recyklujte jej odpovědně s ohledem na opětovné využívání materiálových zdrojů.

Uživatelé v domácnostech mohou získat informace o vrácení produktu za účelem bezpečné recyklace šetrné k životnímu prostředí u prodejce, od kterého produkt zakoupili, nebo u místního správního úřadu.

Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a postupovat podle podmínek kupní smlouvy. Tento produkt nesmí být za účelem likvidace kombinován s jiným komerčním odpadem.

DA Bemærkninger vedrørende sikkerhed

Symboler og definitioner er som følger:

⚠ Advarsel: Forkert brug kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

⚠ Forsigtig: Forkert brug kan medføre kvæstelser eller skader på ejendom.

⚠ Advarsel:

- Begynd aldrig på vægtreduktion eller motion uden vejledning fra en læge eller specialist.
- Vægten må ikke bruges på glatte overflader såsom et vådt gulv.
- Vægten skal holdes uden for små børns rækkevidde.
- Hop ikke op på vægten, og hop ikke op og ned på den.
- Brug ikke vægten, når kroppen og/eller fødderne er våde, f.eks. når du har taget bad.
- Træd ikke på kanten eller displayområdet på vægten.
- Mennesker med handicap, eller som er fysisk skrøbelige, skal altid have hjælp af en anden person, når vægten anvendes.
- Brug et gelænder eller lignende, når du træder op på vægten.
- Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du straks skylle øjet med masser af rent vand. Søg omgående læge.
- Stik ikke fingrene ind i huller eller ind i selve vægten.
- Til indendørs brug.
- Må ikke anvendes til andet end vejning.

⚠ Forsigtig:

- Kun godkendt til brug på mennesker.
- Vægtens overflade er glat glas, pas på du ikke falder.
- Rengør altid vægten før brug, hvis den også bruges af perso-

ner med en husdygdom på fødderne.

- Opbevar ikke vægten på steder med kemiske eller korrosive dampe.
- Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug og for at få yderligere oplysninger om de enkelte funktioner
- Placer ikke vægten op mod væggen. Det kan beskadige den eller få den til at fungere forkert.
- Vægten må ikke adskilles, repareres eller ombygges.
- Brug ikke batterier, der ikke er beregnet til denne vægt. Læg ikke batteriet i, så det vender forkert.
- Udskift straks et fladt batteri med et nyt.
- Smid ikke batterierne i ild.
- Hvis du får batterivæske på huden eller tøjet, skal du straks skylle med masser af rent vand.
- Tag batterierne ud af vægten, når du ikke skal bruge den i længere tid (ca. tre måneder eller mere).
- Denne vægt er kun beregnet til brug i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug på hospitaler eller andre steder i sundhedssektoren. Den opfylder ikke kvalitetsstandarderne for erhvervs-mæssig anvendelse.

Generelt råd:

- Sådan får du korrekte vejeresultater:
 - Opbevar vægten på en fladt underlag.
 - Anbring ikke vægten på en polstret gulvflade såsom et tæppe eller en måtte.
 - Læg ikke genstande på pladen.



DA Tekniske data

Produktbeskrivelse	Digital badevægt
Model	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Display	5 kg til 150 kg i trin på 0,1 kg 0 st 11 lb til 23 st 8 lb i trin på 0,2 lb 11 til 330 lb i trin på 0,2 lb
Vægtens nøjagtighed	5 kg til 150 kg: ±(1%+0,1 kg)
Strømforsyning	Et CR2032-batteri (testbatteri medfølger)
Batteriets levetid	Ca. 1 år (når vægten bruges 4 gange om dagen)
Brugstemperatur / Luftfugtighed	+5°C til +35°C, 30% til 85% relativ luftfugtighed
Opbevaringstemperatur/ Luftfugtighed/Lufttryk	-20°C til +60°C, 10% til 95% relativ luftfugtighed, 860 hPa til 1060 hPa
Vægt	Ca. 1,2 kg (inklusive batteri)
Udvendige mål	Ca. 290 (H) x 270 (L) x 22 (D) mm
Pakkens indhold	Vægt, et CR2032-batteri til test af vægten, brugsanvisning

Bemærk: Med forbehold for tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Denne enhed opfylder bestemmelserne i EMC-direktivet 2014/30/EU.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. yder garanti på dette produkt i 2 år efter købsdatoen.

Garantien dækker ikke batteri, emballage og/eller skader af nogen art som følge af misbrug (hvis produktet f.eks. tabes eller fysisk misbrug) forårsaget af brugeren. Anmeldte produkter vil kun blive udskiftet, hvis de returneres sammen med den originale faktura / bon.

	Årsag	Afhjælpning
E	Bevægelse under måling.	Du må ikke bevæge dig, før målingen er færdig.
Err	Fejljustering under automatisk kalibrering	Gentag måling
Lo	Batteriopladningen er lav.	Skift batteri
----	Vægten er uden for vejeområdet (over 150 kg).	Vægtområde: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

DA Korrekt bortskaffelse af dette produkt (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)



Denne mærkning, der fremgår af produktet eller dets litteratur, angiver, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald efter endt levetid. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed i forbindelse med ukontrolleret bortskaffelse af affald skal dette produkt adskilles fra andre typer affald, og det skal genanvendes på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer.

Private brugere skal kontakte enten den forhandler, hvor de har købt dette produkt, eller deres lokale myndighed, for nærmere oplysninger om, hvor og hvordan de kan returnere dette produkt til miljøvenlig genbrug.
Erhvervsbrugere skal kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt må ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

EL Σημειώσεις ασφαλείας

- Ακολουθούν τα σύμβολα και οι ορισμοί:
- Προειδοποίηση:** Η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα πιθανό θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 - Προσοχή:** Η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή πρόκληση ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία.
 - Προειδοποίηση:**
 - Μην αρχίζετε ποτέ θεραπεία μείωσης βάρους ή άσκησης χωρίς οδηγίες από γιατρό ή ειδικό.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε επιφάνειες που γλιστράνε, όπως σε υγρό πάτωμα.
 - Φυλάσσετε τη ζυγαριά μακριά από μικρά παιδιά.
 - Μην πηδάτε πάνω στη ζυγαριά και μην αναπηδάτε πάνω στη ζυγαριά.
 - Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη ζυγαριά όταν το σώμα ή/και τα πόδια σας είναι υγρά, όπως μετά από μπάνιο.
 - Μη στέκεστε στην άκρη ή πάνω στην περιοχή της οθόνης της ζυγαριάς.
 - Άτομα με αναπηρίες ή άτομα σωματικά αδύναμα, πρέπει πάντα να βοηθούνται από κάποιον άλλο όταν χρησιμοποιούν αυτήν τη ζυγαριά. Χρησιμοποιείτε μια κουραστή ή κάποιο παρόμοιο στήριγμα όταν ανεβαίνετε πάνω στη ζυγαριά.
 - Αν μπει στα μάτια σας υγρό μπαταρίας, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό. Συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό.
 - Μην τοποθετείτε τα δάκτυλά σας σε οποιαδήποτε υποδοχή ή εντός της ζυγαριάς.
 - Χρησιμοποιείτε την σε εσωτερικό χώρο.
 - Μην τη χρησιμοποιείτε για διαφορετικούς σκοπούς από το ζύγισμα.
 - Προσοχή:**
 - Εγκεκριμένη για χρήση μόνο από ανθρώπους.
 - Η επιφάνεια της ζυγαριάς είναι γυάλινη και γλιστράει, προσέχετε να μην πέσετε.

- Καθαρίζετε πάντα τη ζυγαριά πριν από τη χρήση όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα μαζί με άτομα με δερματική πάθηση στα πόδια.
- Μην τη φυλάσσετε σε μέρη που είναι εκτεθειμένα σε χημικά προϊόντα ή διαβρωτικούς ατμούς.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάθε λειτουργία.
- Μην ακουμπάτε τη ζυγαριά στον τοίχο. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός και δυσλειτουργία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη ζυγαριά.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία που δεν είναι κατάλληλη για τη ζυγαριά. Μην εισάγετε την μπαταρία με τους πόλους σε λάθος κατεύθυνση.
- Αντικαθιστάτε αμέσως μια άδεια μπαταρία με καινούρια.
- Μην απορρίπτετε μπαταρίες σε φωτιά.
- Αν πέσει στο δέρμα ή στα ρούχα σας υγρό μπαταρίας, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό.
- Αφαιρείτε την μπαταρία από αυτήν τη ζυγαριά όταν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε επί μακρό χρονικό διάστημα (τρεις μήνες περίπου ή περισσότερο).
- Η ζυγαριά προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε νοσοκομεία ή άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις. Δεν υποστηρίζει τα πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται για επαγγελματική χρήση.

Γενικές συμβουλές:

- Για σωστή μέτρηση:
 - Φυλάσσετε τη ζυγαριά σε επίπεδο δάπεδο.
 - Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά σε μαλακές επιφάνειες δαπέδου όπως σε τάπητες ή χαλάκια.
 - Μη φυλάσσετε αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια της ζυγαριάς.



EL Τεχνικά στοιχεία

Περιγραφή προϊόντος
Μοντέλο
Οθόνη

Ακρίβεια βάρους
Παροχή ισχύος
Χρόνος ζωής μπαταριών
Θερμοκρασία / Υγρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία φύλαξη/
Υγρασία/Πίεση αέρα
Βάρος
Εξωτερικές διαστάσεις
Περιεχόμενο συσκευασίας

Ψηφιακή ζυγαριά μπάνιου
OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
5 kg έως 150 kg αυξανόμενο ανά 0.1 kg
0 st 11 lb έως 23 st 8 lb αυξανόμενο ανά 0.2 lb
11 έως 330 lb αυξανόμενο ανά 0.2 lb
5 kg έως 150 kg: ±(1%+0.1 kg)
Μία μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται δοκιμαστική μπαταρία)
Περίπου 1 χρόνος (όταν η ζυγαριά χρησιμοποιείται για 4 μετρήσεις την ημέρα)
+5°C έως +35°C, 30% έως 85% RH (Σχετική υγρασία)

-20°C έως +60°C, 10% έως 95% RH, 860 hPa έως 1060 hPa

Περίπου 1,2 kg (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)

Περίπου 290 (Y) x 270 (M) x 22 (B)mm

Ζυγαριά, μία μπαταρία CR2032 για δοκιμαστική χρήση της ζυγαριάς, εγχειρίδιο οδηγιών

Σημείωση: Υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Η συσκευή αυτή πληροί τις διατάξεις της οδηγίας ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ.



Η OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. παρέχει για το παρόν προϊόν εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει την μπαταρία, τη συσκευασία ή/και βλάβες οποιουδήποτε είδους που οφείλονται σε εσφαλμένη χρήση (όπως πτώση ή φυσική εσφαλμένη χρήση) που προκαλούνται από το χρήστη. Τα προϊόντα θα αντικαθιστανται μόνο όταν επιστρέφονται μαζί με το αρχικό τιμολόγιο / απόδειξη.

	Αιτία	Διόρθωση
E	Κίνηση κατά τη διάρκεια της μέτρησης.	Μην κινηθείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση.
Eerr	Εσφαλμένη ευθυγράμμιση κατά την αυτόματη βαθμονόμηση	Επαναλάβετε τη μέτρηση.
Lo	Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.	Αλλαγή μπαταρίας
-----	Το βάρος είναι εκτός του εύρους μέτρησης (πάνω από 150 kg).	Εύρος βάρους: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

EL Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)



Αυτή η ένδειξη που εμφανίζεται στο προϊόν ή στα συνοδευτικά του έντυπα καταδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Για να αποφύγετε ενδεχόμενη ζημιά για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με το κατάστημα από το οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν ή με την τοπική αρμόδια αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να το επιστρέψουν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι επαγγελματικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς απόρριψη.

ⓘ Ohutusalsed märkused

Sümbolid ja nende tähendused on alljärgnevad.

- ⚠ **Hoiatus!** Ebaõige kasutamine võib lõppeda surma või raske vigastusega.
- ⚠ **Ettevaatus!** Ebaõige kasutamine võib lõppeda vigastuse või varalise kahjuga.
- ⚠ **Hoiatus!**
 - Enne kaalulangetamise või treeningravi alutamist pidage alati nõu arsti või muu spetsialistiga.
 - Ärge kasutage kaalu libedatel pindadel, näiteks märjal põrandal.
 - Hoidke kaalu lastele kättesaamatus kohas.
 - Ärge hüpake kaalule ega kaalul üles-alla.
 - Ärge kasutage kaalu siis, kui teie keha ja/või jalad on märjad (nt pärast vannikäiku).
 - Ärge astuge kaalu servale ega näidikuala peale.
 - Puudega või füüsiliselt nõrgad inimesed peaksid kaalu kasutamisel alati kasutama teise inimese abi. Kaalule astudes kasutage käetuge või midagi sarnast.
 - Kui patareivedelik satub silma, loputage silmi koheselt rohke puhta veega. Konsulteerige viivitamatult arstiga.
 - Ärge pange oma sõrmi mitte ühegi ava ega kaalu sisse.
 - Kasutage sisetingimustes.
 - Ärge kasutage muuks otstarbeks peale kaalumise.
- ⚠ **Ettevaatus!**
 - Kaal on mõeldud kasutamiseks ainult inimestele.
 - Kaal on kaetud libeda klaasiga. Olge ettevaatlik, et vältida kukkumist.
 - Puhastage kaalu alati enne kasutamist, kui kasutate seadet

koos inimestega, kes põevad jalanahahaiguseid.

- Ärge hoidke kaalu kohas, kus see võib kokku puutuda kemi-kaalide või soovitatavate aurudega.
- Lugege käesolev kasutusjuhend seadme funktsioonide kohta info saamiseks põhjalikult enne kasutamist läbi.
- Ärge asetage kaalu vastu seina. See võib põhjustada vigastusi ja talitlusrikkideid.
- Ärge võtke kaalu koost lahti, ärge parandage või muutke seda.
- Ärge kasutage antud kaalu jaoks mittesobivat patareid. Ärge asetage patareid seadmesse selle polaarsusele mittevastavalt.
- Asendage vana patarei kohe uuega.
- Ärge hävitage patareisid neid põletades.
- Kui patareivedelik satub teie nahale või riietele, loputage kohe rohke puhta veega.
- Kui te ei kasuta kaalu pikema aja jooksul (umbes kolm kuud või rohkem), eemaldage patarei kaalust.
- Antud kaal on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks haiglates ega teistes tervishoiuasutustes. See ei vasta professionaalse kasutamise korral nõutavatele kvaliteedistandarditele.

Üldised soovitusused

- Täpse mõõtmistulemuse saamiseks:
 - hoidke kaalu tasasel pinnal;
 - ärge asetage kaalu pehmele põrandakattele, näiteks vaibale või matile;
 - ärge asetage kaalule ühtegi eset.



ⓘ Tehnilised andmed

Toote kirjeldus	Digitaalne personaalkaal
Mudel	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Näidik	5 kg kuni 150 kg, sammuga 0,1 kg 0 st 11 lb kuni 23 st 8 lb, sammuga 0,2 lb 11 lb kuni 330 lb, sammuga 0,2 lb
Kaalumise täpsus	5 kg kuni 150 kg: ±(1%+0,1 kg)
Vooluallikas	Üks CR2032 patarei (proovipatarei on komplektis)
Patarei tööiga	Ligikaudu 1 aasta (kui kaalu kasutatakse päevas neljaks kaalumiseks)
Töötemperatuur/niisk	+5 °C kuni +35 °C, 30% kuni 85% RH
Hoiutemperatuur/niisk	–20 °C kuni +60 °C, 10% kuni 95% RH, 860 hPa kuni 1060 hPa
Kaal	Ligikaudu 1,2 kg (koos patareiga)
Välised mõõtmed	Ligikaudu 290 (K) × 270 (P) × 22 (L) mm
Pakendi sisu	Kaal, üks CR2032 patarei kaalu proovimiseks, kasutusjuhend


Märkus. Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi ilma eelneva etteatamiseta.

See seade vastab elektromagnetilist ühilduvust käsitleva direktiivi 2014/30/EL nõuetele.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. annab käesolevale tootele 2-aastase garantii alates ostukuupäevast.

Garantii alla ei kuulu patarei, pakend ja/või mis tahes liiki kahjustused, mille kasutaja on põhjustanud nõuetele mittevastava kasutamise-ga (näiteks seadme kukkumine või füüsiline väärkasutamine). Kahjuhüvitusedega tooted asendatakse vaid siis, kui need tagastatakse koos originaalarve/originaalmakseviitun-giga.

	Põhjus	Lahendus
<i>E</i>	Liigutamine mõõtmise ajal.	Ärge liigutage enne, kui mõõtmine on lõpetatud.
<i>Err</i>	Joondumisviga automaatkallibreerimise ajal	Palun korrake mõõtmist
<i>Lo</i>	Patarei madal laetuse tase.	Patarei vahetamine
	Kaalu piirmäär on ületatud (rohkem kui 150 kg).	Kaalumisvahemik: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

ET Toote nõuetekohane kõrvaldamine (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete utiliseerimine)



See tootel või selle dokumentatsioonis kasutatud sümbol osutab sellele, et seadet ei tohi selle kasutusea lõppedes muude olmejäätmete hulka visata. Eraldage toode materiaalsete ressurside säästliku taaskasutamise edendamiseks muudest jäätmetest ja andke see vastutustundlikult ringlusse, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega kaasnevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele.

Kodukasutajad võivad keskkonnaohutut ringlussevõttu ja toote tagastamist puudutava teabe saamiseks võtta ühendust toote müüja või kohaliku keskkonnaametiga.

Ärikasutajad peavad võtma ühendust tarnijaga ja vaatama üle ostulepingus sisalduvad tingimused. Seda toodet ei tohi visata muude utiliseeritavate kaubandusjäätmete hulka.

FI Turvallisuustietoja

Käytetyt symbolit ja määritelmät:

- ⚠ Varoitus:** Väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- ⚠ Huomio:** Väärä käyttö voi aiheuttaa vamman tai omaisuusvahingon.
- ⚠ Varoituis:**
 - Älä aloita painonpudotusta tai liikuntahoitoa ilman lääkäriltä tai asiantuntijalta saatuja ohjeita.
 - Älä käytä vaakaa liukkailla pinnoilla, kuten märällä lattialla.
 - Pidä vaaka poissa pienten lasten ulottuvilta.
 - Älä hyppää vaa'an päälle tai hyppäele sen päällä.
 - Älä käytä vaakaa, kun vartaloasi ja/tai jalkasi ovat märät, esim. kylvyn jälkeen.
 - Älä astu vaa'an reunalle tai näyttöalueelle.
 - Jos vammaiset tai fyysisesti heikot henkilöt käyttävät vaakaa, heidän tulee pyytää toisen henkilön apua. Käytä kaidetta astuessasi vaa'an päälle.
 - Jos akkuneustettä joutuu silmiisi, huuhtelee ne heti runsaalla määrällä puhdasta vettä. Hakeudu välittömästi lääkäriin.
 - Älä työnnä sormia mihinkään aukkoon tai vaa'an sisään.
 - Käytä vain sisätiloissa.
 - Älä käytä muuhun kuin painon punnitsemiseen.
- ⚠ Huomio:**
 - Hyväksytty vain ihmisten käyttöön.
 - Vaaka on liukasta lasia, varo ettet putoa.
 - Puhdista vaaka aina ennen käyttöä, jos punnitset henkilöitä, joilla on jokin jalkojen ihotauti.

- Älä säilytä paikassa, jossa tuote altistuu kemikaaleille tai syövyttävälle höyrylle.
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja etsi siitä lisätietoja eri toiminnoista.
- Älä aseta vaakaa seinää vasten. Seurauksena voi olla vamma tai virheetoiminta.
- Älä pura, korjaa tai muuntele vaakaa.
- Älä käytä vaa'assa muita kuin ohjeessa ilmoitettuja paristoja. Älä asenna paristoja tarkistamatta, että navat ovat oikein päin.
- Vaihda vanha paristo heti uuteen.
- Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Jos akkuneustettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtelee ne heti runsaalla määrällä puhdasta vettä.
- Jos et käytä vaakaa pitkään aikaan (vähintään kolmeen kuukauteen), poista siitä paristo.
- Tämä vaaka on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi sairaaloissa tai muissa lääketieteellisissä tiloissa. Se ei täytä ammattikäyttöön tarvittavien laatustandardien vaatimuksia.

Yleisiä neuvoja:

- Oikeat mittaukset:
 - Säilytä vaakaa tasaisella pinnalla.
 - Älä aseta vaakaa pehmeälle pinnalle, kuten matolle tai kokolattiamatolle.
 - Älä säilytä esineitä vaa'an päällä.



FI Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Digitaalinen henkilövaaka
Malli	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Näyttö	5 kg–150 kg, 0,1 kg:n portain 0 st 11 lb–23 st 8 lb, 0,2 lb:n portain 11 lb–330 lb, 0,2 lb:n portain
Painon mittaustarkkuus	5 kg–150 kg: ±(1 % + 0,1 kg)
Virtalähde	Yksi CR2032-paristo (pakkaus sisältää testipariston)
Paristojen kesto	Noin 1 vuosi (kun vaa'alla tehdään 4 mittausta päivässä)
Käyttölämpötila/Kosteus	+5 °C–+35 °C, suhteellinen kosteus 30 %–85 %
Säilytyslämpötila/	-20 °C–+60 °C, suhteellinen kosteus 10 %–95 %, 860 hPa–1060 hPa
Kosteus/Illanpaine	
Paino	Noin 1,2 kg (mukaan lukien paristo)
Ulkomitat	Noin 290 (K) × 270 (P) × 22 (S) mm
Pakkauksen sisältö	Vaaka, yksi CR2032-paristo vaa'an testaamiseen, käyttöohje

Huomaa: tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Tämä laite täyttää EMC-direktiivin 2014/30/EU vaatimukset.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. antaa tälle tuotteelle 2 vuoden takuun ostopäivästä lähtien.

Takuu ei kata paristoa, pakkausta ja/tai minkäänlaisia vääriinkäytön (esim. pudottamisen tai muun huonon käsittelyn) aiheuttamia vahinkoja. Takuunalaiset tuotteet vaihdetaan vain, jos ne palautetaan yhdessä alkuperäisen laskun / kassakuitin kanssa.

	Syy	Korjaus
E	Liikettä mittauksen aikana.	Älä liiku, ennen kuin mittaus on valmis.
Err	Kohdistusvirhe automaattisen kalibroinnin aikana	Toista mittaus
Lo	Akun varaus on vähissä.	Pariston vaihto
-----	Paino on punnitusalueen ulkopuolella (yli 150 kg).	Painoalue: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

FI Tuotteen oikea hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkaromu, WEEE)



Jos tuotteessa tai sen asiakirjoissa on tämä merkki, sitä ei saa hävittää muun talousjätteen mukana, kun sen käyttöikä on lopussa. Jotta vältetään kontrolloimattoman jätteenhävityksen aiheuttamat ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvat haitat, tämä tuote on erotettava muista jätteistä ja kierrätettävä asianmukaisesti materiaalien kestävän uudelleenikäytön edistämiseksi.

Tietoja siitä, minne ja miten tämä laite voidaan palauttaa ympäristöä kuormittamatonta kierrätystä varten, on saatavissa joko laitteen myyntiliikkeestä tai kunnan-/kaupunginhallitukselta.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei saa hävittää yhdessä muiden kaupallisten jätteiden kanssa.

HR Sigurnosne napomene

Simboli i definicije su kako slijedi:

- ⚠ Upozorenje:** Nepravilno korištenje može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.
- ⚠ Oprez:** Nepravilno korištenje može rezultirati ozljedama ili oštećenjem imovine.
- ⚠ Upozorenje:**
 - Ne započinjte mršavljenje ni vježbanje bez uputa liječnika ili specijalista.
 - Vagu nemojte koristiti na klizavoj površini, kakva je mokri pod.
 - Vagu držite izvan dohvata djece.
 - Na vagu nemojte skakati, niti skakati gore-dolje po njoj.
 - Vagu nemojte koristiti dok vam je tijelo i/ili stopala mokra, kao npr. poslije kupanja.
 - Nemojte stajati na rub ni na područje zaslona na vagi.
 - Ljudi s invaliditetom ili fizički krhke građe uvijek prilikom korištenja vage moraju imati pratnju. Prilikom stajanja na vagu koristite držač ili slično.
 - Ako vam tekućina iz baterije dospjeje u oči, odmah ih isperite s velikom količinom vode. Odmah se savjetujte s liječnikom.
 - Ni u jedan utor ni u unutrašnjost vage nemojte umetati prste.
 - Koristite samo u zatvorenim prostorijama.
 - Nemojte koristiti u druge svrhe osim za vaganje.
- ⚠ Oprez:**
 - Dopušteno je koristiti samo za ljude.
 - Vaga je od skiskog stakla, pazite da ne padnete.

- Vagu uvijek prije korištenja očistite ako je koriste ljudi s kožnim bolestima na stopalima.
- Nemojte je spremati na lokacijama izloženima kemikalijama i korozivnim parama.
- Prije korištenja i za daljnje informacije o pojedinačnim funkcijama pažljivo pročitajte korisničke upute
- Vagu ne naslanjajte na zid. To može prouzročiti ozljede i kvarove.
- Vagu nemojte rastavljati, popravljati niti na njoj raditi preinake.
- Nemojte koristiti baterije koje nisu propisane za ovu vagu. Nemojte umetati baterije s obrnutim polaritetom.
- Istrošene baterije odmah zamijenite novima.
- Baterije ne bacajte u vatru.
- Ako vam tekućina iz baterije dospjeje na kožu ili odjeću, odmah ih isperite s velikom količinom vode.
- Ako vagu nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije iz nje (tri mjeseca i dulje).
- Ova je vaga namijenjena samo za kućnu uporabu. Nije namijenjena za korištenje u bolnicama i medicinskim ustanovama. Ona ne podržava kvalitativne standarde potrebne za profesionalno korištenje.

Opći savjeti:

- Za pravilno mjerenje:
 - Vagu postavite na ravno tlo.
 - Vagu nemojte postavljati na mekanu ili podstavljenu površinu poda poput tepiha ili strunjače.
 - Nemojte spremati predmete na platformu.



HR Tehnički podaci

Opis proizvoda	Digitalna osobna vaga
Model	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Prikaz	5 kg do 150 kg u koracima od 0,1 kg 0 st 11 lb do 23 st 8 lb u koracima od 0,2 lb 11 do 330 lb u koracima od 0,2 lb
Točnost težine	5 kg do 150 kg: ±(1%+0,1 kg)
Napajanje strujom	CR2032 baterija (priložena je testna baterija)
Vijek trajanja baterije	Oko 1 godine (ako se vaga koristi za 4 mjerenja dnevno)
Radna temperatura/Vlaga	+5°C do +35°C, 30% do 85% RV
Temperatura skladištenja/ Vlaga/tlak zraka	-20°C do +60°C, 10% do 95% RV, 860 hPa do 1060 hPa
Masa	Približno 1,2 kg (priložena baterija)
Vanjske dimenzije	Približno 290 (H) x 270 (L) x 22 (D) mm
Sadržaj pakovanja	Vaga, jedna CR2032 baterija za testno korištenje vage, korisničke upute

Napomena: Može se tehnički izmijeniti bez prethodne napomene.

Ovim uređajem zadovoljavaju se odredbe Direktive EMC 2014/30/EZ.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. daje jamstvo za ovaj proizvod na 2 godine nakon kupnje.

Jamstvo ne pokriva baterije, pakovanje i/ili oštećenja bilo koje vrste zbog pogrešnog korištenja (kao što je pad ili fizičko pogrešno korištenje) od strane korisnika. Reklamirani proizvod bit će zamijenjen samo uz priloženi originalni račun / potvrdu.

	Uzrok	Otklanjanje
E	Pomicanje tijekom mjerenja.	Nemojte se micati dok se mjerenje ne završi.
Err	Nije poravnato tijekom automatskog baždarenja	Ponovite mjerenje
Lo	Baterija je prazna.	Promjena baterije
----	Težina je izvan mjernog opsega (više od 150 kg).	Maksimalna težina: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

HR Ispravno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)



Oznakom prikazanom na proizvodu ili pripadajućoj dokumentaciji označava se da se ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom po završetku vijeka trajanja. Radi sprječavanja nanošenja štete okolišu ili zdravlju čovjeka nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga odgovorno da biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici iz domaćinstva moraju kontaktirati maloprodajnog zastupnika kod kojega su kupili ovaj proizvod ili svoj lokalni ured uprave, za detalje o mjestu i načinu recikliranja sigurnog za okolinu.

Poslovni korisnici moraju kontaktirati svojeg dobavljača i provjeriti pravila i uvjete kupovnog ugovora. Ovaj proizvod se ne smije miješati među drugi komercijalni otpad.

HL Biztonsággal kapcsolatos megjegyzések

A szimbólumok jelentése:

⚠ Figyelmeztetés: A nem megfelelő használat komoly, akár halálos sérüléshez is vezethet.

⚠ Vigyázat! A nem megfelelő használat személyi sérülést, vagy anyagi kárt okozhat.

⚠ Figyelmeztetés:

- Fogykúra vagy tervezett intenzív testmozgás elkezdése előtt mindig forduljon tanácsért orvoshoz vagy szakemberhez!
- Ne használja a mérleget csúszós felületeken, például nedves padlón!
- Tartsa távol kisgyermekektől a mérleget!
- Ne ugorjon rá a mérlegre, és ne ugráljon rajta.
- Ne használja a mérleget, ha a teste és/vagy a lába nedves, például fürdés után!
- Ne álljon a mérleg szélére vagy a kijelzőjére!
- Mozgássérült vagy fizikailag gyenge személy mindig vegyen igénybe segítséget a mérleg használata során! Kapaszkodó segítségével álljon fel a mérlegre!
- Ha az elemsav a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bőséges mennyiségű tiszta vízzel és forduljon orvoshoz.
- Ne helyezze az ujját a mérleg réseibe vagy belsejébe!
- Beltérben használja!
- Kizárólag súlymérésre használja!

⚠ Figyelem!

- A készülék kizárólag emberi használatra alkalmas.
- A mérleg üvegfelülete csúszós, ezért vigyázzon, nehogy elessen!
- Mindig tisztítsa meg a mérleget használat előtt, ha előzőleg

bőrbetegségben szenvedő személy használta!

- Ne tárolja olyan helyen, ahol vegyszerekkel vagy maró hatású gőzökkel érintkezhet!
- Kérjük, használat előtt az egyes funkciókkal kapcsolatos további tájékozódás érdekében alaposan olvassa el a használati utasítást.
- Ne tegye a mérleget közvetlenül a fal mellé, mert ez sérülést vagy hibás működést okozhat.
- Ne szerelje szét, ne próbálja megjavítani vagy átalakítani a mérleget!
- Kizárólag a mérleghez előírt típusú elemeket használjon! Ne helyezze be az elemeket a polaritással ellentétes irányban!
- A lemerült elemeket haladéktalanul cserélje újra.
- Ne dobja tűzbe az elemeket.
- Ha az elemfolyadék a bőrére vagy a ruházatára kerül, azonnal öblítse le bőséges mennyiségű tiszta vízzel!
- Ha hosszabb ideig (legalább három hónapig) nem használja a mérleget, vegye ki belőle az elemeket.
- A mérleg kizárólag otthoni használatra készült. Mivel nem kórházi vagy más egészségügyi intézményben való használatra tervezték, nem felel meg a professzionális felhasználáshoz szükséges minőségi szabványoknak.

Általános tanács:

- A helyes méréshez:
 - Tárolja vízszintes talajon a mérleget!
 - Ne helyezze a mérleget puha felszínre, például szőnyegre vagy gyékényre!
 - Ne tároljon semmilyen tárgyat a mérlegen!



HL Műszaki adatok

Termék leírása

Modell:

Kijelző:

Digitális személymérleg

OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)

5 kg és 150 kg között 0,1 kg-os kijelzési pontossággal

0 st 11 lb és 3 st 8 lb között 0,2 lb-os kijelzési pontossággal

11 lb és 330 lb között 0,2 lb-os kijelzési pontossággal

5 kg és 150 kg között: $\pm(1\%+0,1\text{ kg})$

Egy CR2032 elem (teszt elem mellékelve)

Körülbelül 1 év (nap 4 mérés esetén)

+5 °C és +35 °C között 30-85% relatív páratartalom mellett

-20 °C és +60 °C között 10-95% relatív páratartalom és 860-1060 hPa légnyomás mellett

Súlymérési pontosság

Tápellátás

Az elem élettartama

Működési hőmérséklet /

Páratartalom

Tárolási hőmérséklet/

Páratartalom/Légnyomás

Súly

Befoglaló méretek

A csomag tartalma

Körülbelül 1,2 kg (az elemmel együtt)

Körülbelül 290 (M) x 270 (H) x 22 (SZ) mm

Digitális személymérleg, egy CR2032 elem a mérleg tesztelésére, használati utasítás

Megjegyzés: A műszaki változtatások jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

Ez a termék megfelel a 2014/30/EU EMC irányelv előírásainak.



Az OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. a vásárlás napjától számított 2 év jótállást vállal a termékre.

A jótállás nem vonatkozik az elemre, a csomagolásra és/vagy a felhasználó által okozott bármilyen nem rendeltetésszerű használatból, például leesésből vagy rongálásból származó kárra. Garanciai igény esetén a termék csak az eredeti számla vagy pénztári blokk csatolásával cserélhető.

	Ok	Javaslat
E	A készülék a mérés során mozgást észlelt.	Ne mozogjon a mérés befejezéséig!
Err	Eltérés az automatikus kalibrálás során.	Ismételje meg a mérést!
Lo	Az akkumulátor töltöttsége alacsony.	Cserélje ki az elemeket!
-----	A súly kívül esik a mérhető tartományon (több mint 150 kg).	Súlytartomány: 5 - 150 kg

HU A termék helyes hulladékkezelése (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



A terméken vagy annak leírásában feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy a terméket az élettartama végén tilos a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti ártalmak vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében ezt a terméket különítse el más típusú hulladékoktól, és az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen használtsa újra.

A termék környezetbarát újrahasznosítására vonatkozó részletekért a háztartási felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, ahol ezt a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzattal.

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot a szállítóval, és ellenőrizniük kell a beszerzési szerződés feltételeit. Ez a termék nem helyezhető hulladékba más kereskedelmi hulladékkal együtt.

LT Saugos taisyklės

Instrukcijoje naudojami tokie simboliai ir apibrėžimai:

⚠ Dėmesio! Netinkamas naudojimas gali sukelti ar net mirtinai sužaloti.

⚠ Atsargiai! Netinkamas naudojimas gali sužaloti ar sugadinti materialinį turą.

⚠ Dėmesio!

- Niekada nepradėkite mesti svorio ar sportuoti prieš tai nepasitarę su gydytoju ar specialistu.
- Nenaudokite svarstyklių ant slidžių paviršių, pvz., šlapių grindų.
- Saugokite svarstyklės nuo mažų vaikų.
- Neužšokite ant svarstyklių ir nešokinėkite ant jų.
- Nenaudokite šių svarstyklių, jei kūnas ir (arba) kojos yra drėgnos, pvz., po prausimosi.
- Nestokite ant svarstyklių krašto arba ekrano srities.
- Neigalūs ar fiziškai silpnūs asmenys, naudojančius šias svarstyklės, privalo visada prižiūrėti kitas asmuo. Lipdami ant svarstyklių, laikykitės už turėklo ar pan.
- Jei elementų skystis pateko į akis, nedelsdami plaukite jas dideliu kiekiu švaraus vandens. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Nekiškite pirštų į jokią svarstyklių angą arba vidų.
- Naudokite patalpoje.
- Svarstyklės naudokite tik norėdami svertis.

⚠ Atsargiai!

- Skirta naudoti tik žmonėms.
- Stiklinis svarstyklių paviršius yra slidus, būkite atsargūs, kad nenukristumėte.

- Visada prieš naudojimąsi nuvalykite svarstyklės, kai jomis sveriami pėdų odos ligomis sergantys asmenys.
- Nelaikykite vietoje, neapsaugotose nuo cheminių medžiagų arba koroziją sukeliančių garų.
- Prieš naudodamiesi ir norėdami gauti papildomos informacijos apie pavienes funkcijas, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
- Svarstyklių nedėkite prie sienos. Galite susižaloti ir įvykti gedimas.
- Svarstyklių neardykite, neremontuokite arba neperdirbinėkite.
- Nenaudokite elementų, kurie nėra skirti šioms svarstyklėms. Elementą įdėkite taip, kad jo poliai būtų nukreipti tinkamai.
- Seną elementą nedelsdami pakeiskite nauju.
- Elementų nedeginkite.
- Jei elementų skystis pateko ant odos ar drabužių, nedelsdami plaukite odą ar drabužius dideliu kiekiu švaraus vandens.
- Jei ketinate ilgą laiką (apytiksliai tris mėnesius ar ilgiau) nenaudoti svarstyklių, išimkite elementą.
- Šios svarstyklės yra skirtos naudoti tik namuose. Jos neskirtos naudoti ligoninėse arba kitose medicinos įstaigose. Jos neatitinka kokybės standartų, numatytų profesionaliam naudojimui.

Bendrasis patarimas

- Siekiami tikslų parodymų:
 - svarstyklės dėkite ant lygus žemės paviršiaus;
 - svarstyklių nedėkite ant uždengeto paviršiaus, pvz., kilimo arba kilimėlio;
 - ant platformos nedėkite jokių objektų.



LT Techniniai duomenys

Gaminio aprašymas

Modelis

Ekranas

Skaitmeninės asmeninės svarstyklės

OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)

5 kg–150 kg su 0,1 kg padala

0 akmens 11 sv.–23 akmens 8 sv. su 0,2 sv. padala

11–330 sv. su 0,2 sv. padala

5 kg–150 kg: ±(1 % + 0,1 kg)

Vienas CR2032 elementas (pridedamas elementas išbandymui)

Apie 1 metus (kai svarstyklės naudojamos 4 matavimams per dieną)

+5°C–+35°C, 30 %–85 % RH

Svorio matavimo tikslumas

Maitinimas

Elemento naudojimo laikas

Darbinė temperatūra /

Drėgnumas

Laikymo temperatūra /

Drėgnumas / oro slėgis

Svoris

Išoriniai matmenys

Pakuotės turinys

Apytiksliai 1,2 kg (su elementu)

Apytiksliai 290 (A) x 270 (I) x 22 (G) mm

Svarstyklės, vienas CR2032 elementas svarstyklėms išbandyti, naudojimo instrukcija

Pastaba: techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Šis prietaisas atitinka EMS direktyvos 2014/30/ES nuostatas.



Šiam gaminiui „OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.“ nuo įsigijimo datos suteikia 2 metų garantiją.

Garantija netaikoma elementui, pakuotei ir (arba) pažeidimams, atsiradusiems dėl naudotojo kaltės (pvz., numetus arba nepaisant nurodymų). Gaminiai, dėl kurių gauti skundai, bus keičiami tik gražinus su originalia sąskaita faktūra / čekiu.

	Priežastis	Sprendimas
E	Judate atliekant matavimą.	Nejudėkite, kol matavimas nebaigtas.
Err	Nesutapimas automatinio kalibravimo metu	Pakartokite matavimą
Lo	Baterija senka.	Elemento keitimas
-----	Svoris neatitinka svėrimo intervalo (daugiau kaip 150 kg).	Svorio diapazonas: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

LT Tinkamas šio gaminio (elektros ir elektroninės įrangos atliekų) šalinimas



Šis ženklas (ant gaminio arba jo dokumentuose) rodo, kad pasibaigus gaminio eksploatavimo laikotarpiui jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Kad dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo nebūtų padaryta žala aplinkai ir žmonių sveikatai, šį gaminį atskirkite nuo kitų tipų atliekų ir atiduokite jį perdirbti, kad materialiniai išteklių būtų atsakingai ir tvariai naudojami pakartotinai.

Buitiniai vartotojai turi kreiptis arba į pardavimo vietą, kurioje įsigijo šį gaminį, arba į vietinę administraciją, kad išsiaiškintų, kur ir kaip galima grąžinti šią prekę, kad ji būtų saugiai perdirbta nekenkiant aplinkai.

Verslo vartotojai turi susisiekti su tiekėju ir patikrinti pirkimo sutarties nuostatas ir sąlygas. Šio gaminio negalima išmesti su kitomis komercinėmis atliekomis.

LV Drošības norādījumi

Simboli un to apraksti ir šādi:

- ⚠ Bīdīnājums:** nepareiza lietošana var potenciāli izraisīt nāvi vai radīt nopietnu ievainojumu.
- ⚠ Uzmanību!** Nepareiza lietošana var radīt ievainojumu vai bojāt īpašumu.
- ⚠ Bīdīnājums:**
 - Nekad nesāciet svaru samazināšanu vai vingrinājumu terapiju bez ārsta vai cita speciālista norādījumiem.
 - Nelietojiet svarus uz slidenas virsmas, piemēram, slapjas grīdas.
 - Turiet svarus maziem bērniem nepieejamā vietā.
 - Nelieciet uz svariem un nelēkājiet pa tiem.
 - Nelietojiet šos svarus, ja jūsu ķermenis un/vai pēdas ir slapjas, piemēram, pēc dušas.
 - Nekāpiet uz svaru malas vai displeja zonas.
 - Personām ar īpašām vajadzībām un fiziski vārgiem cilvēkiem, lietojot šos svarus, nepieciešama palīdzība. Kāpjot uz svariem, izmantojiet margas vai ko līdzīgu.
 - Ja bateriju šķidrums nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
 - Nelieciet pirkstus svaru iekšpusē vai kādā no spraugām.
 - Izmantojiet svarus telpās.
 - Neizmantojiet tos citiem nolūkiem – tie paredzēti tikai, lai svērtos.
- ⚠ Uzmanību!**
 - Paredzēti tikai cilvēkiem.
 - Svāriem ir slidens stikls, uzmanieties no paslīdēšanas.

- Vienmēr pirms lietošanas notīriet svarus, ja tos pirms tam izmantojuši cilvēki ar kāju ādas slimībām.
- Neuzglabājiet vietās, kur atrodas ķīmiskas vielas vai kodīgi izgarojumi.
- Lūdzu, pirms lietošanas izlasiet šo lietošanas instrukciju, kā arī izmantojiet to, lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētām funkcijām.
- Nenovietojiet svarus pie sienas. Tas var izraisīt traumas un to nepareizu darbību.
- Neizjauciet, neremontējiet un nepārveidojiet svarus.
- Nelietojiet baterijas, kas nav paredzētas šiem svāriem. Ievietojiet baterijas ar polaritāti pareizā virzienā.
- Izlietotās baterijas nekavējoties nomainiet pret jaunām.
- Nededziniet baterijas.
- Ja bateriju šķidrums nokļūst uz ādas vai apģērba, nekavējoties aizskalojiet to ar lielu daudzumu tīra ūdens.
- Izņemiet bateriju no svāriem, ja tie ilgāku laiku (trīs mēnešus vai ilgāk) netiks lietoti.
- Šie svāri paredzēti tikai lietošanai mājās. Tie nav paredzēti lietošanai slimnīcās vai citās medicīnas iestādēs. Tie neatbilst profesionālās lietošanas kvalitātes standartiem.

Vispārējs padoms

- Lai iegūtu precīzus mērījumus:
 - novietojiet svarus uz līdzenas virsmas;
 - nenovietojiet svarus uz miksta grīdas seguma, piemēram, paklāja vai grīdsegas;
 - neuzglabājiet uz platformas nekādus priekšmetus.



LV Tehniskie dati

Izstrādājuma nosaukums	Personiskie digitālie svāri
Modelis	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Displejs	No 5 kg līdz 150 kg ar 0,1 kg novirzi No 0 stouniem 11 mārciņām līdz 23 stouniem 8 mārciņām ar 0,2 mārciņu novirzi No 11 līdz 330 mārciņām ar 0,2 mārciņu novirzi
Svara precizitāte	No 5 kg līdz 150 kg: $\pm(1\%+0,1 \text{ kg})$
Barošana	Viena CR2032 baterija (iekļauta pārbaudes baterija)
Bateriju darbības ilgums	Aptuveni viens gads (ja svarus izmanto 4 reizes dienā).
Darbības temperatūra / Mitrums	No +5°C līdz +35°C, no 30% līdz 85% relatīvais gaisa mitrums
Uzglabāšanas temperatūra/ Gaisa mitrums/spiediens	No -20°C līdz +60°C, no 10% līdz 95% relatīvais gaisa mitrums, no 860 hPa līdz 1060 hPa
Svars	Apmēram 1,2 kg (ar baterijām)
Ārējie izmēri	Apmēram 290 (augst.) x 270 (gar.) x 22 (plat.) mm
Iepakojuma saturs	Svāri, viena CR2032 baterija ierīces pārbaudei, lietošanas instrukcija

Piezīme: iespējamas tehniskas modifikācijas bez iepriekšēja paziņojuma.

Ierīce atbilst Direktīvas 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (EMS) prasībām.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. sniedz garantiju šim produktam divus gadus pēc iegādes.

Garantijā nav iekļauta baterija, iesaiņojums un/vai jebkādi lietotāja izraisīti bojājumi, kas radušies nepareizas izmantošanas rezultātā (piemēram, nomašana). Pieprasītie produkti tiks mainīti tikai tad, ja iesniegti kopā ar oriģinālo pavadzīmi/čeku.

	Iemesls	Novēršana
E	Kustība mērījuma veikšanas laikā.	Mērījuma veikšanas laikā nekustieties.
Err	Izlīdzināšanas kļūda automātiskas kalibrēšanas laikā	Atkārtojiet mērījumu
Lo	Baterija ir gandrīz tukša.	Baterijas nomainīa
-----	Svars ir ārpus svēršanas diapazona (vairāk nekā 150 kg).	Svara diapazons: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

LV Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma (no elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem)



Izstrādājuma vai to pavadošajos dokumentos redzamajā marķējumā norādīts, ka darbmūža beigās to nevajadzētu izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu apkārtējai videi un veselībai, nekontrolēti izmetot atkritumus, lūdzam izstrādājumu atdalīt no citiem atkritumu veidiem un pārstrādāt to atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Mājsaimniecību lietotājiem jāsaazinās vai nu ar mazumtirgotāju, pie kura viņi pirkuši izstrādājumu, vai ar savu vietējo pašvaldību, lai uzzinātu detalizētu informāciju par to, kur un kā nodot ierīci vidi saudzējošai pārstrādei. Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsaazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Izstrādājumu nevajadzētu izmest kopā ar citiem komercatkritumiem.

NO Sikkerhet

Symboler og definisjoner:

- ⚠ **Advarsel:** Feil bruk kan føre til død eller alvorlig personskade.
- ⚠ **OBS!** Feil bruk kan føre til skade på eller ødeleggelse av utstyret.

⚠ Advarsel:

- Du bør aldri gå i gang med slanking eller mosjonsprogrammer uten først å rådføre deg med lege eller spesialist.
- Vekten må ikke brukes på et glatt underlag, for eksempel et vått gulv.
- Vekten må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Du må ikke hoppe opp på vekten, eller hoppe opp og ned på den.
- Vekten må ikke brukes hvis kroppen din og/eller føttene dine er våte, for eksempel etter et bad.
- Du må ikke trekke på kanten av vekten eller på vektens display.
- Uføre eller personer som er fysisk svekket, må alltid få hjelp av andre når de skal bruke denne vekten. Hold deg fast i et rekkverk eller lignende når du skal gå opp på vekten.
- Hvis du får batterivæske i øynene, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. Kontakt lege umiddelbart.
- Du må ikke stikke fingrene inn i vekten eller i noen av åpnin-gene på den.
- Skal brukes innendørs.
- Vekten må ikke brukes til noe annet enn veiing.

⚠ OBS!

- Kun godkjent til bruk på mennesker.
- Vekten er laget av glatt glass, pass på at du ikke faller.
- Vekten må alltid rengjøres før bruk når den brukes av personer med hudsykdom på føttene.

- Vekten må ikke oppbevares på steder der den kan bli utsatt for kjemikalier eller etsende damp.
- Les denne brukerveiledningen nøye før bruk og hvis du trenger mer informasjon om de enkelte funksjonene.
- Vekten må ikke plasseres mot veggen. Det kan føre til skade på den og til at den ikke fungerer som den skal.
- Vekten må ikke demonteres, repareres eller settes sammen igjen.
- Ikke bruk batterier som ikke er beregnet på denne vekten. Batteriet må settes inn på riktig måte (riktig polaritet).
- Når batteriet er flatt, må det skiftes ut med et nytt.
- Batterier må ikke kastes i åpen flamme.
- Hvis du får batterivæske i øynene eller på klærne, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann.
- Ta batteriene ut av vekten hvis du ikke skal bruke den over en lengre periode (cirka tre måneder eller mer).
- Denne vekten er kun beregnet på hjemmebruk. Den er ikke beregnet på bruk på sykehus eller andre medisinske fasiliteter. Den støtter ikke kvalitetsstandardene som er påkrevd for profesjonell bruk.

Generelle råd:

- For å få riktig måling:
 - Plasser vekten på et jevnt underlag.
 - Vekten må ikke plasseres på et mykt underlag, for eksempel et gulvteppe eller en mappe.
 - Ikke la noe ligge oppå veieflaten.



NO Tekniske data

Produktbeskrivelse	Digital personvekt
Modell	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Display	5 kg–150 kg i trinn på 0,1 kg 0 st 11 lb–23 st 8 lb i trinn på 0,2 lb 11–330 lb i trinn på 0,2 lb
Veienøyaktighet	5 kg–150 kg: ±(1 % + 0,1 kg)
Strømforsyning	Et CR2032-batteri (testbatteri følger med)
Batteriets levetid	Ca. 1 år (når vekten brukes 4 ganger om dagen)
Temperatur/fuktighet – bruk	+5–35 °C, 30–85 % RH
Temperatur/fuktighet/ lufttrykk – oppbevaring	-20→+60 °C, 10–95 % RH, 860–1060 hPa
Vekt	Ca. 1,2 kg (inkludert batteri)
Utvendige mål	Ca. 290 (H) x 270 (L) x 22 (D) mm
Innholdet i pakken	Vekt, et testbatteri av typen CR2032, brukerveiledning

Merk: Med forbehold om at den tekniske informasjonen kan endres uten forutgående varsel.

Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv 2014/30/EU.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. garanterer dette produktet i 2 år etter innkjøpsdatoen.

Garantien dekker ikke batteri, emballasje og/eller skader som skyldes at brukeren har brukt vekten feil (for eksempel å miste vekten i gulvet eller fysisk misbruk). Produkter det kreves garantierstatning for, vil kun bli erstattet når de sendes tilbake med originalfakturaen/kvitteringen.

	Årsak	Løsning
E	Bevegelse under måling.	Ikke beveg deg før målingen er ferdig.
Err	Forskyvning ved automatisk kalibrering	Gjenta målingen
Lo	Batterinivået er lavt.	Bytte batteri
----	Vekten er utenfor veieområdet (over 150 kg).	Vektskala: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

NO Riktig kassering av dette produktet (kassering av elektrisk og elektronisk utstyr)



Når produktet er merket med dette symbolet, eller symbolet er angitt i dokumentasjonen for det, betyr det at produktet ikke må kasseres sammen med husholdningsavfall etter at levetiden er over. For å hindre potensiell skade på miljøet eller menneskelig helse på grunn av ukontrollert kassering av avfall, må dette produktet kasseres atskilt fra andre typer avfall og gjenvinnes på en ansvarlig måte som fremmer varig gjenbruk av materialressurser.

Private brukere må enten kontakte forhandleren de kjøpte produktet av, eller vedkommende lokale myndigheter for å få vite hvor og hvordan de kan innlevere produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning. Institusjoner må kontakte sin leverandør og kontrollere vilkårene i kjøpskontrakten. Produktet må ikke kasseres sammen med annet kommersielt avfall.

PL Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Poniżej znajduje się lista symboli i ich definicje:

- ⚠ Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe użycie grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.
- ⚠ Przystroga:** Nieprawidłowe użycie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- ⚠ Ostrzeżenie:**
 - Nie należy rozpoczynać obniżania masy ciała ani ćwiczeń bez wskazówek lekarza lub odpowiedniego specjalisty.
 - Wagi nie należy używać na śliskich powierzchniach, takich jak mokra podłoga.
 - Wagę należy chronić przed dziećmi.
 - Nie należy wskakiwać na wagę lub podskakiwać na niej.
 - Nie należy używać wagi, kiedy całe ciało lub stopy są mokre, np. po kąpieli.
 - Nie należy stawiać na krawędzi ani na wyświetlaczu wagi.
 - Osoby niepełnosprawne lub słabe fizycznie powinny korzystać z wagi w asyście innej osoby. Podczas stawiania na wadze należy używać poręczy lub jej odpowiednika.
 - Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością czystej wody. Wówczas należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 - Nie należy wkładać palców do żadnych szczelin ani do wnętrza wagi.
 - Urządzenie przeznaczone jest do użycia w pomieszczeniach.
 - Nie należy używać w celach innych niż ważenie.
- ⚠ Przystroga:**
 - Zatwierdzone wyłącznie do ważenia ludzi.
 - Powierzchnię wagi wykonano ze śliskiego szkła, należy uważać, żeby nie upaść.

- W przypadku korzystania z wagi przez osoby mające choroby stóp należy wyczyścić wagę przed użyciem.
- Nie należy przechowywać wagi w miejscach narażających na kontakt ze związkami chemicznymi lub parami żrącymi.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i korzystać z niej w celu uzyskania informacji dotyczących poszczególnych funkcji.
- Nie należy opierać wagi o ścianę. Może to prowadzić do uszkodzeń i nieprawidłowego działania.
- Nie należy rozmontowywać, naprawiać bądź przerabiać wagi.
- Nie należy stosować baterii, która nie została określona dla tej wagi. Baterię należy wkładać zgodnie z podaną biegunowością.
- Należy niezwłocznie wymienić zużyta baterię na nową.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Jeśli płyn z baterii dostanie się na skórę lub ubranie, należy natychmiast spłukać go dużą ilością czystej wody.
- Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas (w przybliżeniu trzy miesiące lub dłużej), należy wyjąć z niej baterię.
- Waga przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego. Nie jest ona przeznaczona do stosowania w szpitalach ani innych placówkach medycznych. Waga nie spełnia standardów jakości wymaganych do profesjonalnego stosowania.

Rady ogólne:

- Dla uzyskania prawidłowych wyników:
 - Wagę należy ustawić na równym podłożu.
 - Wagi nie należy ustawiać na miękkich nawierzchniach, takich jak maty lub dywany.
 - Nie należy stawiać żadnych przedmiotów na platformie.



PL Dane techniczne

Opis produktu	Cyfrowa waga osobowa
Model	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Wyświetlacz	Od 5 kg do 150 kg, z przyrostem co 0,1 kg Od 0 kamienia 11 funtów do 23 kamienia 8 funtów, z przyrostem co 0,2 funtów Od 11 do 330 funtów, z przyrostem co 0,2 funtów
Dokładność pomiaru masy ciała	Od 5 kg do 150 kg: $\pm(1\%+0,1 \text{ kg})$
Zasilanie	Jedna bateria CR2032 (dołączono baterię testową)
Okres użytkowania baterii	Okolo 1 roku (gdy waga używana jest do 4 pomiarów dziennie)
Zakres temperatur / Wilgotność	Od +5°C do +35°C, od 30% do 85% wilg. wzgl.
Temperatura przechowywania / Wilgotność / Ciśnienie atmosferyczne	Od -20°C do +60°C, od 10% do 95% wilg. wzgl., od 860 hPa do 1060 hPa
Masa	Okolo 1,2 kg (łącznie z baterią)
Wymiary zewnętrzne	Okolo 290 (wys.) x 270 (dl.) x 22 (gt.) mm
Zawartość opakowania	Skala, jedna bateria CR2032 do testu działania wagi, instrukcja obsługi.

Uwaga: Produkt może podlegać modyfikacjom technicznym bez wcześniejszego powiadomienia.

Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE.



Firma OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. udziela na produkt dwuletniej gwarancji od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje baterii, opakowania i/lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego stosowania (na przykład zrzucenia lub nadwyrężenia) spowodowanych przez użytkownika. Reklamowane produkty zostaną wymienione tylko w przypadku przedstawienia oryginalnej faktury lub paragonu.

	Przyczyna	Czynność naprawcza
E	Ruch podczas pomiaru.	Nie ruszać się do momentu, aż pomiar zostanie zakończony.
Err	Nieprawidłowe ustawienie podczas automatycznej kalibracji	Proszę powtórzyć pomiar
Lo	Niski poziom naładowania baterii.	Wymiana baterii
-----	Masa ciała poza zakresem wagi (ponad 150 kg).	Zakres wagi: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

PL Prawidłowa utylizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że nie należy go po zużyciu wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowanym wyrzucaniem odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go recyklingowi, aby w ten sposób przyczynić się do zrównoważonego wykorzystywania użytych wcześniej zasobów materialnych.

Mieszkańcy gospodarstwa domowego powinni skontaktować się ze sprzedawcą tego produktu lub lokalnym organem administracyjnym w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsc i sposobu zwrotu urządzenia do recyklingu, który jest bezpieczny dla środowiska.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki i postanowienia umowy zakupu. Tego produktu nie należy mieszać z innymi odpadami handlowymi.

PT Notas sobre segurança

Os símbolos utilizados e as respectivas definições são os seguintes:

⚠ **Advertência:** A utilização inadequada poderá resultar em morte ou danos físicos graves.

⚠ **Cuidado:** A utilização inadequada poderá resultar em danos físicos ou materiais.

⚠ **Advertência:**

- Nunca comece dietas ou exercícios terapêuticos sem consultar um médico ou especialista.
- Não utilize a balança em superfícies escorregadias, como chão molhado.
- Mantenha a balança fora do alcance das crianças.
- Não salte para cima da balança, nem pule em cima dela.
- Não utilize a balança quando tiver o corpo e/ou os pés molhados, como depois de tomar banho.
- Não coloque os pés no bordo ou na área do visor da balança.
- As pessoas com incapacidades ou debilidades físicas devem ser sempre assistidas por outra pessoa ao utilizar a balança. Apoie-se num corrimão ou objecto semelhante para se colocar na balança.
- Se o fluido das pilhas entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Consulte um médico de imediato.
- Não coloque os dedos nas ranhuras ou no interior da balança.
- Utilizar no interior.
- Não utilize para quaisquer outros fins que não sejam a pesagem.

⚠ **Cuidado:**

- Aprovado apenas para utilização com seres humanos.
- O vidro da balança pode ser escorregadio, tenha cuidado para evitar quedas.

- Limpe sempre a balança antes de a utilizar quando a mesma for utilizada por pessoas com problemas de pele nos pés.
- Não armazene em locais expostos a químicos ou vapores corrosivos.
- Leia cuidadosamente o presente manual de instruções antes da utilização e para futura informação sobre funções individuais.
- Não coloque a balança contra uma parede. Poderá provocar ferimentos e avaria do aparelho.
- Não desmonte, repare ou altere a balança.
- Não utilize pilhas não especificadas para esta balança. Não insira a pilha com a polaridade invertida.
- Substitua imediatamente a pilha usada por uma nova.
- Não elimine as pilhas queimando-as.
- Se o fluido das pilhas entrar em contacto com a pele ou a roupa, lave-os imediatamente com bastante água limpa.
- Quando não for utilizar a balança durante um longo período de tempo (aproximadamente três meses ou mais), retire a pilha.
- Esta balança destina-se apenas para uso doméstico. Não se destina para uso em hospitais ou outras instalações médicas. Não cumpre os padrões de qualidade necessários para uso profissional.

Recomendações gerais:

- Para medições correctas:
 - Armazene a balança num piso nivelado.
 - Não coloque esta balança sobre chão revestido, como uma carpete ou tapete.
 - Não armazene objectos na plataforma.



PT Dados técnicos

Descrição do produto	Balança pessoal digital
Modelo	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Visor	5 kg a 150 kg com incrementos de 0,1 kg 0 st 11 lb a 23 st 8 lb com incrementos de 0,2 lb 11 a 330 lb com incrementos de 0,2 lb
Precisão do peso	5 kg a 150 kg: $\pm(1\%+0,1 \text{ kg})$
Fonte de alimentação	Uma pilha CR2032 (pilha incluída)
Vida útil da pilha	Aproximadamente 1 ano (quando a balança é utilizada para 4 medições diárias)
Temperatura de funcionamento / Humidade	+5 °C a +35 °C, 30% a 85% HR
Temperatura de armazenamento / Humidade/Pressão de ar	-20 °C a +60 °C, 10% a 95% HR, 860 hPa a 1060 hPa
Peso	Cerca de 1,2 kg (incluindo a pilha)
Dimensões externas	Cerca de 290 (A) x 270 (C) x 22 (P) mm
Conteúdo da embalagem	Balança, uma pilha R2032 para testar a balança, manual de instruções

Nota: Sujeito a modificações técnicas sem aviso prévio.

Este dispositivo cumpre as disposições da Diretiva 2014/30/UE relativa a CEM.



A OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. fornece uma garantia de 2 anos para este produto após a data de aquisição. Esta garantia não abrange a pilha, a embalagem e/ou danos de quaisquer tipo devido a utilização indevida (tais como queda ou utilização física indevida) provocada pelo utilizador. Os produtos sujeitos a reclamação serão apenas substituídos quando devolvidos juntamente com a factura/talão original.

	Causa	Solução
E	Movimento durante a medição.	Não se mova até que a medição esteja concluída.
Err	Desalinhamento durante a calibração automática	Por favor repita a medição
Lo	A bateria está fraca.	Troca de pilha
-----	O peso não está dentro do intervalo de pesagem (mais de 150 kg).	Intervalo de peso: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

PT Eliminação correta deste produto (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)







Este símbolo, presente no produto ou na respetiva documentação, indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos urbanos no final do seu período de vida útil. Para evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente ou na saúde pública causados pela eliminação não controlada de resíduos, separe este produto de outros tipos de resíduos e recicle-o de forma responsável, a fim de promover uma reutilização sustentável dos recursos.

Os utilizadores não profissionais devem contactar o revendedor ao qual tenham adquirido este produto ou as entidades oficiais locais, para saberem como e onde podem levar este produto para que seja reciclado de forma segura.

Os utilizadores profissionais devem contactar o fornecedor e verificar as condições gerais do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

RO Note referitoare la siguranță

Simbolurile utilizate și definițiile aferente sunt următoarele:

-  **Avertisment:** Utilizarea incorectă poate cauza leziuni corporale grave sau chiar decesul.
-  **Atenție:** Utilizarea incorectă poate cauza leziuni corporale sau pagube materiale.
-  **Avertisment:**
 - Nu începeți niciodată o cură de slăbire sau o terapie bazată pe exerciții fizice fără a beneficia de asistența unui medic sau a unui specialist.
 - Nu utilizați cântarul pe suprafețe alunecoase, cum ar fi o podea umedă.
 - Nu lăsați cântarul la îndemâna copiilor mici.
 - Nu vă urcați sărind pe cântar și nu săriți în sus pe cântar.
 - Nu utilizați cântarul când aveți corpul și/sau picioarele umede, (de exemplu, după baie).
 - Nu pășiți pe marginea sau pe zona de afișare a cântarului.
 - Persoanele cu handicap sau cu debilitate fizică trebuie să beneficieze de ajutorul altei persoane la fiecare utilizare a cântarului. Când pășiți pe cântar, utilizați o bară de sprijin sau un obiect asemănător.
 - Dacă electrolitul bateriei intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă curată. Consultați imediat un medic.
 - Nu introduceți degetele în niciun orificiu al cântarului și nici în interiorul acestuia.
 - A se utiliza numai în medii de interior.
 - A nu se utiliza în alte scopuri decât pentru măsurarea greutateii.
-  **Atenție:**
 - Omologat numai pentru uz uman.

- Cântarul este realizat din sticlă alunecoasă, pericol de cădere.
- Curățați întotdeauna cântarul înainte ca acesta să fie utilizat de persoane care suferă de boli de piele pe laba piciorului.
- A nu se depozita în locații expuse la substanțe chimice sau la vapori corozivi.
- Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare și pentru informații suplimentare despre funcțiile individuale
- Nu rezemați cântarul de perete. Se pot produce vătămări corporale și defecțiuni.
- Nu demontați, nu reparați și nu remodelați cântarul.
- Nu utilizați baterii care nu sunt recomandate pentru acest cântar. Nu montați bateria cu polaritățile inversate.
- Înlocuiți imediat bateria uzată cu una nouă.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Dacă electrolitul din baterii intră în contact cu pielea sau cu îmbrăcămintea, clătiți imediat cu multă apă curată.
- Îndepărtați bateria atunci când cântarul nu va fi utilizat pentru perioadă mai îndelungată (aproximativ trei luni sau mai mult).
- Acest cântar este destinat numai uzului casnic. Nu este destinat utilizării în spitale sau în alte instituții medicale. Acest dispozitiv nu îndeplinește standardele de calitate necesare pentru uz profesional.

Sfaturi generale:

- Pentru măsurări corecte:
 - Depozitați cântarul pe o suprafață dreaptă.
 - Nu așezați cântarul pe o suprafață cârpusită, precum un covor sau preș.
 - Nu depozitați obiecte pe platformă.



RO Date tehnice

Descrierea produsului	Cântar personal digital
Model	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Afișaj	5 kg–150 kg, cu increment de 0,1 kg 0 st 11 lb–23 st 8 lb, cu increment de 0,2 lb 11 lb–330 lb, cu increment de 0,2 lb
Precizia de măsurare a greutateii	5 kg–150 kg: $\pm(1\%+0,1 \text{ kg})$
Sursa de alimentare cu energie	O baterie CR2032 (baterie test inclusă)
Durata de viață a bateriilor	Aproximativ 1 an (când cântarul este utilizat pentru 4 măsurători pe zi)
Temperatură de operare / Umiditate	+5°C–+35°C, 30%–85% RH
Temperatură de depozitare/ Umiditate/Presiune atmosferică	-20°C–+60°C, 10%–95% RH, 860 hPa–1060 hPa
Greutate	Aproximativ 1,2 kg (baterie inclusă)
Dimensiuni exterioare	Aproximativ 290 (H) x 270 (L) x 22 (P) mm
Conținutul ambalajului	Cântar, o baterie CR2032 pentru verificarea utilizării cântarului, manual de instrucțiuni

Notă: Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Dispozitivul îndeplinește prevederile Directivei CEM 2014/30/UE.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. garantează acest produs pentru 2 ani de la data achiziției.

Garanția nu acoperă bateria, ambalajul și/sau deteriorări de orice fel datorate utilizării neadecvate (de exemplu, scăpare din mâini sau manipulare fizică incorectă) provocate de utilizator. Produsele care fac obiectul reclamațiilor vor fi înlocuite numai când sunt însoțite de factura/bonul de casă original.

	Cauză	Remediu
E	Mișcare în timpul măsurătorii.	Nu vă mișcați înainte de finalizarea măsurătorii.
Err	Aliniere greșită în timpul calibrării automate	Repetată cântărirea
Lo	Bateria este aproape descărcată.	Schimbarea bateriei
-----	Greutatea nu se încadrează în domeniul de măsurare (depășește 150 kg).	Plajă de greutate: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

RO Eliminarea corectă a acestui produs (echipament electric și electronic uzat)



Marcajul prezentat pe produs sau în documentația acestuia indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere la finalul duratei sale de viață. Pentru a preveni posibila prejudiciere a mediului sau a sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de celelalte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a susține reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale.

Consumatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie biroul guvernamental local pentru a solicita detalii privind locurile și modurile în care pot preda acest produs în vederea reciclării ecologice.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile contractului de cumpărare. Acest produs nu trebuie să fie eliminat împreună cu alte deșeuri din comerț.

SI Varnostna opozorila

Spodaj so navedeni simboli in opredelitve:

⚠ Opozorilo: Nepravilna uporaba lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.

⚠ Pozor: Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe ljudi ali okolice.

⚠ Opozorilo:

- Nikoli ne začnite s hujšanjem ali telesno vadbo, ne da bi se prej o tem posvetovali z zdravnikom ali specialistom.
- Tehnice ne uporabljajte na spolzkih površinah, kot so mokra tla.
- Tehnico hranite izven dosega majhnih otrok.
- Na tehnico ne smete skočiti ali na njej poskakovati.
- Tehnice ne uporabljajte, če so vaše telo in/ali stopala mokra, na primer po kopanju.
- Ne stopite na rob ali območje prikazovalnika tehtnice.
- Invalidnim osebam ali osebam, ki so fizično slabotne, naj pri uporabi te tehtnice vedno nekdo pomaga. Ko stopate na tehnico, si pomagajte z oprimkom ali čim podobnim.
- Če vaše oči pridejo v stik s tekočino iz baterije, jih takoj temeljito sperite z obilo čiste vode. Nemudoma se posvetujte z zdravnikom.
- Ne vtikajte prstov v nobeno režo na tehtnici ali v njeno notranjost.
- Uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Uporabljajte samo za tehtanje in za nič drugega.

⚠ Pozor:

- Dovoljeno samo za tehtanje ljudi.

- Tehnica je narejena iz spozkega stekla, zato pazite, da ne zdrsnete.
- Če tehnico uporabljajo osebe s kožno boleznijo na stopalih, jo morate pred uporabo vedno očistiti.
- Ne shranjujte je na mestih, ki so izpostavljena kemikalijam ali jedkim hlapom.
- Ta priročnik z navodili pozorno preberite pred prvo uporabo in za nadaljnje informacije o posameznih funkcijah
- Tehnice ne naslanjajte na zid. Lahko se poškoduje in pokvari.
- Tehnice ne razstavljajte, ne popravljajte in je ne predelujte.
- Ne uporabljajte baterije, ki ni primerna za to tehnico. Ne vstavljajte baterije z napačno poravnanimi poloma.
- Izrabljeno baterijo takoj zamenjajte za novo.
- Baterije ne odvrzite v ogenj.
- Če tekočina iz baterije pride v stik z vašo kožo ali oblačili, jih takoj temeljito sperite z obilo čiste vode.
- Kadar tehtnice ne nameravate uporabljati daljši čas (približno tri mesece ali več), vzemite baterijo iz tehtnice.
- Ta tehnica je samo za domačo uporabo. Ni namenjena za uporabo v bolnišnicah ali drugih zdravstvenih ustanovah. Ne ustreza kakovostnim standardom za profesionalno rabo.

Splošni napotki:

- Za točne meritve:
 - Tehnico shranite na ravni podlagi.
 - Tehnice ne postavite na oblazinjena tla, kot sta na primer preproga ali predpražnik.
 - Ne odlagajte predmetov na ploskev.



SI Tehnični podatki

Opis izdelka

Model

Zaslon

Natančnost tehtnice

Napajanje

Življenjska doba baterije

Delovna temperatura/Vlažnost

Hranite na temperaturi/

Vlažnost/Zračni tlak

Teža

Zunanje mere

Vsebina embalaže

Digitalna osebna tehnica

OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)

5 kg do 150 kg s prirastkom 0,1 kg

0 st 11 lb do 23 st 8 lb s prirastkom 0,2 lb

11 do 330 lb s prirastkom 0,2 lb

5 kg do 150 kg: ±(1 % + 0,1 kg)

Ena baterija CR2032 (preizkusna baterija je priložena)

Približno eno leto (če tehnico uporabljate štirikrat na dan)

+5 °C do +35 °C, pri relativni vlažnosti 30 % do 85 %

-20 °C do +60 °C, pri relativni vlažnosti 10 % do 95 %, 860 hPa do 1060 hPa

Približno 1,2 kg (skupaj z baterijo)

Približno 290 (V) x 270 (D) x 22 (G) mm

Tehnica, ena baterija CR2032 za preizkusno uporabo tehtnice, priročnik z navodili

Opomba: Možnost tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Pripomoček izpolnjuje zahteve Direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. daje za ta izdelek dveletno garancijo od dneva nakupa.

Garancija ne zajema baterije, embalaže in/ali kakršnih koli poškodb, ki bi nastale zaradi kupčeve napačne uporabe (npr. padeč na tla ali grobo ravnanje). Reklamirani izdelek bomo zamenjali samo takrat, ko ga vrnete skupaj z originalnim računom ali blagajniškim izpiskom.

	Vzrok	Pomoč
<i>E</i>	Med merjenjem se premikate.	Dokler meritev ni opravljena do konca, se ne premikajte.
<i>Err</i>	Napačna poravnava med samodejno umeritvijo	Prosimo ponovite meritev
<i>Lo</i>	Baterija je skoraj prazna.	Zamenjaj baterijo
----	Teža je izven obsega merjenja (več kot 150 kg).	Razpon tehtanja: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

SL Pravilno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)



Ta oznaka, ki je na izdelku in v priloženi literaturi, pomeni, da ga ob koncu njegove življenjske dobe ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Da bi preprečili morebiten negativen vpliv na okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ta izdelek ločite od ostalih vrst odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, s čimer boste prispevali k trajnostni uporabi materialnih virov.

Zasebni uporabniki naj se glede informacij o tem, kam in kako naj odpeljejo ta izdelek, da bo recikliran na okolju prijazen način, obrnejo na prodajalca, pri katerem so ta izdelek kupili, ali na pristojni občinski urad.

Podjetja naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje nakupne pogodbe. Tega izdelka ne smete odstraniti skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.

SK Poznámky k bezpečnosti

Symbole a definície:

⚠ Výstraha! Nesprávny spôsob použitia môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

⚠ Pozor! Nesprávny spôsob použitia môže mať za následok zranenie alebo poškodenie majetku.

⚠ Výstraha!

- Nikdy nezačínajte redukčnú diétu alebo cvičenie na schudnutie bez inštrukcii svojho lekára alebo špecialistu.
- Zariadenie nekladte na šmyklavý podklad, akým je mokrá podlaha.
- Dbajte na to, aby sa k váhe nedostali malé deti.
- Na váhu neskáčte a ani na nej neposkakujte.
- Toto zariadenie nepoužívajte vo chvíli, keď máte telo alebo nohy vlhké, napríklad po kúpeli.
- Nestúpajte na okraj váhy a ani na časť s displejom.
- Osobám s postihnutím alebo fyzicky chabou kondíciou je vždy potrebné pri použití tohto zariadenia pomáhať. Pri vystupovaní na zariadenie je vhodné použiť madlo.
- Ak by sa Vám elektrolyt z batérií dostal do očí, ihneď si oči vypláchnite veľkým množstvom čistej vody. Bezodkladne vyhľadajte lekára.
- Nestrkajte prsty do žiadneho otvoru a do vnútorných častí váhy.
- Váhu používajte vnútri.
- Váhu nepoužívajte na iné účely než na váženie.

⚠ Pozor!

- Váha je určená výhradne pre ľudí.
- Na váhe je šmyklivé sklo, tak si dávajte pozor, aby ste nespadli.

- Ak váhu využívajú aj osoby, ktoré majú na chodidlách kožné choroby, váhu vždy pred použitím očistite.
- Váhu neskladujte na miestach, kde by bola vystavená chemikáliám alebo agresívnym výparom.
- Pred použitím si tento návod dôkladne prečítajte a zoznámte sa aj s ďalšími informáciami o jednotlivých funkciách váhy.
- Váhu neopierajte o stenu. Mohla by spôsobiť zranenie a vzniknúť porucha.
- Váhu nerozoberajte, neopravujte a neupravujte.
- Nepoužívajte batérie, ktoré nie sú určené pre túto váhu. Batérie nekladajte s polaritou nezodpovedajúcou naznačenej orientácii.
- Opotrebovanú batériu nahraďte novou bezodkladne.
- Batérie nezahadzujte do ohňa.
- Ak by sa Vám elektrolyt z batérií dostal do očí alebo na pokožku, ihneď si zasiahnuté miesto vypláchnite veľkým množstvom čistej vody.
- Ak zariadenie nemienite dlhší čas (tri mesiace a viac) používať, vyberte z neho batérie.
- Táto váha je určená len pre domácnosti. Nie je určená pre nemocnice alebo iné zdravotnícke zariadenia. Nezodpovedá normám kvality, ktoré sa vyžadujú pre profesionálne účely.

Všeobecné rady:

- V záujme správnych meraní:
 - Túto váhu uchovávajte na rovnom podklade.
 - Zariadenie nekladte na mäkké podlahoviny, akými sú koberce alebo predložky.
 - Na váhe nič neskladujte.



SK Technické parametre

Popis produktu

Model

Displej

Presnosť merania hmotnosti

Napájanie

Životnosť batérií

Prevádzková teplota/vlhkosť

Teplota uskladnenia/
vlhkosť/tlak vzduchu

Hmotnosť

Vonkajšie rozmery

Štandardná výbava

Digitálna osobná váha

OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)

5 kg až 150 kg s krokom po 0,1 kg

0 st 11 lb až 23 st 8 lb s krokom po 0,2 lb

11 lb až 330 lb s krokom po 0,2 lb

5 kg až 150 kg: ±(1 % + 0,1 kg)

Jedna batéria typu CR2032 (skúšobná batéria je priložená)

Približne 1 rok (keď sa váha využíva na 4 merania denne)

+5°C až +35°C, 30 % až 85 % relat. vlhkosť

-20°C až +60°C, 10 % až 95 % relat. vlhkosť, 860 hPa až 1060 hPa

Približne 1,2 kg (vrátane batérie)

Približne 290 (V) x 270 (D) x 22 (H)mm

Osobná váha, jedna batéria CR2032 na účely testovania váhy, návod

Technické parametre podliehajú zmenám bez upozornenia.

Tento prístroj spĺňa ustanovenia smernice EMC 2014/30/EÚ.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. poskytuje na tento produkt záruku 2 roky od dátumu kúpy.

Záruka nekrýje batériu, obal a/alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté následkom nesprávneho zaobchádzania (následkom pádu alebo zlého zaobchádzania) zo strany používateľa. Reklamovaný produkt sa môže nahradiť novým, len ak sa vráti spolu s pôvodnou faktúrou, resp. pokladničným dokladom o zakúpení.

	Pričina	Náprava
E	Pohyb počas merania	Nehýbte sa, pokiaľ sa meranie neskončí.
Err	Nesprávne nastavenie počas automatickej kalibrácie	Opakujte meranie
Lo	Batéria je takmer vybitá.	Výmena batérie
-----	Nameraná hmotnosť siaha nad rámec rozsahu (viac než 150 kg).	Rozsah váženia: 5 - 150 kg

SK **Správna likvidácia tohto výrobku**
(Odpad z elektrických a elektronických zariadení)



Toto označenie výrobku alebo jeho špecifikácie označuje, že na konci svojej životnosti by sa nemal likvidovať s inými odpadmi z domácnosti. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddel'te tento výrobok od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov.

Užívateľia z domácností by mali na získanie informácií kde a ako môžu vrátiť tento výrobok, pre environmentálne bezpečnú recykláciu, kontaktovať buď predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo ich úrad miestnej samosprávy.

Firemní užívateľia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a oboznámiť sa s obchodnými podmienkami kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s iným komerčným odpadom na likvidáciu.

SR Napomene o bezbednosti

⚠ Simboli i definicije:
⚠ **Upozorenje:** Nepravilna upotreba može dovesti do moguće smrti ili teške povrede.

⚠ **Pažnja:** Nepravilna upotreba može dovesti do povrede ili oštećenja imovine.

⚠ **Upozorenje:**

- Nikada nemojte započeti proces smanjenja telesne težine ili terapiju vežbanjem bez uputstava lekara ili stručnjaka.
- Vagu nemojte koristiti na klizavoj površini, kao što je mokr pod.
- Vagu držite van domašaja dece.
- Nemojte skakati na vagu ili poskakivati na njoj.
- Vagu nemojte koristiti kada su vam telo ili stopala mokri, kao na primer posle kupanja.
- Nemojte stajati na ivici ili na ekranu vage.
- Hendikepirane ili fizički slabe osobe bi prilikom korišćenja vage trebalo da imaju pomoć druge osobe. Prilikom stajanja na vagu, pridržavajte se za držač ili neki sličan objekat.
- Ako vam tečnost iz baterije dospe u oči, odmah ih isperite velikom količinom čiste vode. Odmah se obratite lekaru.
- Nemojte stavljati prste u bilo koji otvor ili u vagu.
- Koristite u zatvorenom prostoru.
- Nemojte koristiti za druge namene osim merenja telesne težine.

⚠ **Pažnja:**

- Odobreno je samo za ljudsku upotrebu.
- Vaga je napravljena od stakla koje može biti klizavo, pa pazite da ne padnete.

- Uvek očistite vagu pre upotrebe ako je koriste i osobe sa kožnim oboljenjima na stopalima.
- Nemojte čuvati na mestima koja su izložena hemikalijama ili nagrizajućim isparenjima.
- Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu da biste dobili više informacija o svakoj od funkcija.
- Vagu nemojte naslanjati na zid. To može izazvati povredu ili kvar.
- Nemojte rastavljati, popravljati ili menjati vagu.
- Nemojte koristiti bateriju koja nije predviđena za ovu vagu. Nemojte ubacivati bateriju sa nepravilno okrenutim polaritetima.
- Staru bateriju odmah zamenite novom.
- Baterije nemojte bacati u vatru.
- Ako vam tečnost iz baterija dospe na kožu ili odeću, odmah je isperite velikom količinom čiste vode.
- Izvadite bateriju ukoliko vagu nećete koristiti duži vremenski period (oko tri meseca ili duže).
- Ova vaga je predviđena samo za kućnu upotrebu. Nije predviđena za upotrebu u bolnicama ili drugim medicinskim ustanovama. Ne zadovoljava standarde kvaliteta neophodne za stručnu upotrebu.

Opšti saveti:

- Za tačno merenje:
 - Vagu postavite na ravnu podlogu.
 - Nemojte stavljati vagu na meku podlogu kao što je tepih ili prostirka.
 - Nemojte stavljati nikakve predmete na ploču vage.



SR Tehnički podaci

Opis proizvoda

Model

Ekran

Preciznost merenja

Izvor napajanja

Radni vek baterije

Radna temperatura/

Vlažnost

Temperatura/Vlažnost/

Vazdušni pritisak pri skladištenju

Težina

Spoljne dimenzije

Sadržaj pakovanja

Digitalna lična vaga za merenje

OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)

Od 5 kg do 150 kg u koracima od po 0,1 kg

Od 0 st 11 lb do 23 st 8 funti u koracima od po 0,2 funti

Od 11 lb do 330 funti u koracima od po 0,2 funti

Od 5 kg do 150 kg: $\pm(1\%+0,1 \text{ kg})$

Jedna baterija CR2032 (probna baterija je priložena)

Približno 1 godina (ako se vaga koristi za 4 merenja dnevno)

Od +5°C do +35°C, od 30% do 85% relativne vlažnosti

Od -20°C do +60°C, od 10% do 95% relativne vlažnosti, od 860 hPa do 1060 hPa

Približno 1,2 kg (sa baterijom)

Približno 290 (V) x 270 (Š) x 22 (D) mm

Vaga, jedna baterija CR2032 za probno korišćenje vage, uputstvo za upotrebu

Napomena: Podleže tehničkim izmenama bez prethodnog obaveštenja.

Ovaj uređaj ispunjava odredbe Direktive o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EU.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. daje 2 godine garancije na ovaj proizvod od dana kupovine.

Garancija ne pokriva baterije, pakovanje i/ili bilo kakva oštećenja nastala usled nepravilne upotrebe (ispuštanje na zemlju ili namerno oštećivanje) od strane korisnika. Sporni proizvodi će biti zamenjeni samo ukoliko su vraćeni sa originalnim računom.

	Uzrok	Rešenje
<i>E</i>	Kretanje tokom merenja.	Nemojte se pomerati dok se merenje ne završi.
<i>Err</i>	Loše poravnavanje tokom automatske kalibracije	Ponovite merenje
<i>Lo</i>	Baterija je ispražnjena.	Promenite baterije
----	Težina je izvan opsega merenja (više od 150 kg)	Opseg merenja: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

SR Pravilno odlaganje ovog proizvoda na otpad (otpad električne i elektronske opreme)



Ova oznaka na proizvodu ili u pratećoj dokumentaciji ukazuje na to da se na kraju radnog veka ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ovaj proizvod od ostalih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

■ Korisnici u domaćinstvu bi trebalo da se obrate prodavcu kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj upravi za informacije o tome gde i kako mogu da vrate ovaj predmet na ekološki prihvatljivu reciklažu. Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod se ne sme mešati sa ostalim komercijalnim otpadom radi odlaganja.

SV Att tänka på när det gäller säkerhet

Symboler och definitioner som används:

⚠ Varning! Felaktig användning kan eventuellt leda till dödsfall eller allvarlig kroppsskada.

⚠ Var försiktig! Felaktig användning kan leda till kroppsskada eller sakkadad.

⚠ Varning!

- Påbörja aldrig en viktminsknings- eller motionsbehandling utan anvisningar från en läkare eller en specialist.
- Använd inte vägen på hala ytor som till exempel ett vått golv.
- Förvara vägen utom räckhåll för små barn.
- Undvik att hoppa upp på vägen, samt att hoppa upp och ner på vägen.
- Använd inte vägen när din kropp och/eller dina fötter är våta, t.ex. när du badat.
- Trampa inte på vägens kant eller bildskärm.
- Personer som är handikappade eller fysiskt svaga bör alltid få hjälp av en annan person när de använder vägen. Håll i ett handtag eller liknande när du ställer dig på vägen.
- Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart skölja med rikligt med rent vatten. Kontakta läkare omedelbart.
- Stick inte in fingrarna i någon skåra eller inuti vägen.
- För inomhusbruk.
- Får inte användas för andra ändamål än vägning.

⚠ Var försiktig!

- Godkänd endast för användning till människor.
- Vägen är av halt glas, se upp så att du inte faller.

- Rengör alltid vägen före användning om den även används av någon som har en hudsjukdom på fötterna.
- Får inte förvaras på ställen som är utsatta för kemikalier eller frätande ångor.
- Läs denna användarhandbok noga före användning och för vidare information om de enskilda funktionerna
- Undvik att placera vägen mot väggen. Det kan orsaka skador och funktionsfel.
- Vägen får inte tas isär, repareras eller omändras.
- Använd endast batterier som specificeras för vägen. Var noga med att vända batteripolerna åt rätt håll när du sätter i batteriet.
- Byt ut ett gammalt batteri mot ett nytt omedelbart.
- Kasta aldrig batterier i öppen eld.
- Om du får batterivätska på huden eller kläderna ska du omedelbart skölja med rikligt med rent vatten.
- Ta ut batteriet ur vägen om den inte ska användas under en längre tid (cirka tre månader eller mer).
- Vägen är endast avsedd att användas i hemmet. Den är inte avsedd att användas på sjukhus eller på andra vårdinrättningar. Den uppfyller inte de kvalitetsstandarder som krävs för yrkesmässigt bruk.

Allmänna råd:

- För korrekta mätresultat:
 - Vägen ska stå på ett jämnt underlag.
 - Placera inte vägen på mjukt underlag som till exempel en matta.
 - Förvara inte några föremål på plattformen.



SV Tekniska data

Produktbeskrivning	Digital personvåg
Modell	OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)
Bildskärm	5 kg till 150 kg med en stegvis ökning om 0,1 kg 0 st 11 lb till 23 st 8 lb med en stegvis ökning om 0,2 lb 11 lb till 330 lb med en stegvis ökning om 0,2 lb
Viktprecision	5 kg till 150 kg: $\pm(1 \% + 0,1 \text{ kg})$
Strömförsörjning	Ett CR2032-batteri (testbatteri medföljer)
Batterilivslängd	Cirka 1 år (när vägen används vid 4 vägningar per dag)
Drifttemperatur/Luftfuktighet	+5 °C till +35 °C, 30 % till 85 % relativ luftfuktighet
Förvaringstemperatur/ Luftfuktighet/Lufttryck	-20 °C till +60 °C, 10 % till 95 % relativ luftfuktighet, 860 hPa till 1 060 hPa
Vikt	Cirka 1,2 kg (inklusive batterier)
Utvändiga mått	Cirka 290 (H) x 270 (L) x 22 (D) mm
Förpackningens innehåll	Våg, ett CR2032-batteri för testanvändning av vägen, användarhandbok

Obs! Kan undergå teknisk modifiering utan föregående meddelande.

Denna enhet uppfyller kraven i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. garanterar denna produkt i 2 år efter inköpsdatumet.

Garantin täcker inte batteri, förpackning och/eller skador av något slag beroende på missbruk (t.ex. att tappa vägen eller missbruka den fysiskt) som orsakas av användaren. Reklamerade produkter ersätts endast om de returneras tillsammans med originalfaktura/kassakvitto.

	Orsak	Åtgärd
E	Rörelse under mätning.	Stå still tills mätningen är klar.
Err	Feljustering vid automatisk kalibrering	Upprepa mätningen
Lo	Låg batteriladdning.	Byta batteri
----	Vikten är utanför vägningsintervallet (över 150 kg).	Viktområde: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

SV Korrekt kassering av denna produkt (avfall bestående av elektrisk och elektronisk utrustning)



När denna märkning förekommer på produkten eller den tillhörande dokumentationen betyder det att den inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall i slutet av dess livslängd. För att förhindra eventuella skador på miljö eller hälsa till följd av icke kontrollerad avfallshantering, vänligen separera produkten från andra typer av avfall och återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att bidra till hållbar återanvändning av materiella resurser.

Användare i privata hushåll kan antingen vända sig till återförsäljaren där produkten har inhandlats eller det kommunala renhållningsbolaget för att få information om var och hur de kan lämna in produkten för miljösäker återvinning.
Kommersiella användare kan vända sig till sin leverantör för att uppdatera sig om bestämmelserna och villkoren i inköpsavtalet. Denna produkt får inte blandas med annat kommersiellt avfall för bortskaffande.

TR Güvenlikle İlgili Notlar

Semboller ve açıklamalar aşağıda verilmektedir:

Uyarı: Uygunsuz kullanım, ölüm ya da ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Dikkat: Uygunsuz kullanım yaralanmaya ya da ünitenin zarar görmesine neden olabilir.

Uyarı:

- Doktorunuza ya da bir uzmana danışmadan kesinlikle kilo vermeye ya da egzersiz yapmaya başlamayın.
- Bu üniteyi ıslak zemin gibi kaygan yüzeylerde kullanmayın.
- Üniteyi çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Tartının üzerine atlayarak çıkmayın ya da tartının üzerinde zıplamayın.
- Tartıyı vücudunuz ve/veya ayaklarınız ıslakken, örneğin banyo yaptıktan sonra kullanmayın.
- Tartının kenarına ya da ekranın bulunduğu alanın üzerine çıkmayın.
- Engelli ya da fiziki olarak güçsüz olan kişilerin tartıyı kullanması durumunda daima başka bir kişinin yardımcı olması gerekmektedir. Tartının üzerine çıkarken bir trabzan ya da benzeri bir şey kullanın.
- Pilin içindeki sıvı gözünüze kaçarsa, gözlerinizi derhal bol suyla çalkalayın. Derhal doktorunuza başvurun.
- Parmaklarınızı herhangi bir yuva ya da tartı içine koymayın.
- Kapalı mekanda kullanın.
- Ağırılık ölçümü dışındaki amaçlarla kullanmayın.

Dikkat:

- Sadece insan kullanımı için onaylanmıştır.
- Tartı kaygan cam olduğundan düşmeye dikkat edin.

- Üniteyi ayağında cilt hastalığı bulunan kişilerle birlikte kullanırken mutlaka kullanım öncesinde temizleyin.
- Kimyasallar ya da korozif buharlara maruz kalan yerlerde kullanmayın.
- Kullanımdan önce ve belli işlemlere ilişkin ek bilgiler için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Tartıyı duvara dayamayın. Yaralanma ve arızaya neden olunabilir.
- Tartıyı parçalarına ayırmayın, onarmayın ya da modifiye etmeyin.
- Bu tartı için uygun olmayan pilleri kullanmayın. Pilleri, kutupları yanlış yönde olacak şekilde takmayın.
- Eski pilleri hemen yeni pillerle değiştirin.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Pilin içindeki sıvı cildinize ya da giysinize bulaşırsa, sıvıyı bulaştığı yeri derhal bol suyla yıkayın.
- Tartıyı uzun süre kullanmayacaksınız (yaklaşık üç ay veya daha fazla) pilleri üniteden çıkarın.
- Bu tartı sadece ev kullanımına yöneliktir. Hastaneler ya da diğer tıbbi tesislerde kullanıma uygun değildir. Profesyonel kullanım için gerekli kalite standartlarını karşılamaz.

Genel Öneriler:

- Doğru ölçümler için:
 - Bu tartıyı düz bir zeminde saklayın.
 - Bu tartıyı, halı ya da benzeri ürünle kaplanmış zemin üzerinde kullanmayın.
 - platformu üzerine herhangi bir cisim koymayın.



TR Teknik Veriler

Ürün açıklaması

Model

Ekran

Ağırlık Hassasiyeti

Güç Kaynağı

Pil Ömrü

Çalışma Sıcaklığı / Nem

Saklama Sıcaklığı / Nem/Hava Basıncı

Ağırlık

Dış Boyutlar

Paketin İçindekiler

Dijital Kişisel Baskül

OMRON HN289 (HN-289-EBK / HN-289-ESL / HN-289-EPK / HN-289-EB)

0,1 kg'lık artışlarla 5 kg ila 150 kg

0,2 lb'lık artışlarla 0 st 11 lb ila 23 st 8 lb

0,2 lb'lık artışlarla 11 lb ila 330 lb

5 kg ila 150 kg: \pm (%1+0,1 kg)

Bir adet CR2032 pil (test pili dahildir)

Yaklaşık 1 yıl (tartı günde 4 ölçüm için kullanıldığında)

+5°C ila +35°C, %30 ila %85 RH

-20°C ila +60°C, %10 ila %95 RH, 860 hPa ila 1060 hPa

Yaklaşık 1,2 kg (pil dahil)

Yaklaşık 290 (Y) x 270 (U) x 22 (D)mm

Tartı, tartının test kullanımı için bir adet CR2032 pil, kullanım kılavuzu

Not: Önceden haber verilmeksizin teknik değişiklik yapılabilir.

Bu cihaz 2014/30/EU sayılı EMC Yönergesi'nin hükümlerini karşılamaktadır.



OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V., bu ürünün satın alınma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca garanti eder.

Garanti, pil, ambalaj ve/veya kullanıcı neden olduğu yanlış kullanım kaynaklı hasarları (düşme ya da fiziksel yanlış kullanım) kapsamaz. İlgili ürünler yalnızca orijinal fatura / kasa fişi ile birlikte iade edildiğinde değiştirilecektir.

	Neden	Çözüm
E	Ölçüm sırasında hareket edildi.	Ölçüm tamamlanana kadar hareket etmeyin.
Err	Otomatik kalibrasyon sırasında hizalama sorunu	Lütfen ölçümü tekrarlayın
Lo	Pil düzeyi düşük.	Pili değiştir
----	Ağırlık, tartı aralığı dışındadır (150 kg'dan fazla).	Ağırlık Aralığı: 5 - 150 kg 0 st 11 lb - 23 st 8 lb 11 - 330 lb

TR Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)




Ürün üzerinde ve belgelerinde yer alan bu işaret, cihazın kullanım ömrü sona erdiğinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların denetimsiz şekilde elden çıkarılması sonucu çevre veya insan sağlığına olası bir zarar gelmesini önlemek amacıyla bu ürünü diğer tür atıklardan ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir olarak yeniden kullanımını destekleyecek bir sorumluluk bilinciyle ürünü geri dönüşüme tabi tutun.

Ev kullanıcıları, çevre açısından güvenli bir geri dönüşüm için bu ürünü nereye ve nasıl iade edebilecekleri konusunda ayrıntılı bilgi almak amacıyla ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel devlet daireleri ile iletişime geçmelidir.

Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile iletişime geçerek satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün, elden çıkarılacak diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Addresses/Adresses/Adressen/Direcciones/Indirizzi/Adressen/Адреса/
العناوين/Адреси/Adresy/Adresser/Διευθύνσεις/Addressid/Osoitteet/Adrese/
Címek/Adresai/Adreses/Adresser/Adresy/Endereços/Adrese/Naslovi/
Adresy/Adrese/Adresser/Adresler

<p>Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Produttore / Fabrikant / Производитель / الشركة المصنعة / Производител / Výrobce / Producent / Κατασκευαστής / Tootja / Valmistaja / Proizvođač / Gyártó / Gamintojas / Ražotājs / Produzent / Producent / Fabricante / Producător / Výrobca / Proizvajalec / Proizvodač / Tillverkare / Üretici</p> 	<p>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN</p>		
<p>EU-representative / Mandataire dans l'UE / EU-Repräsentant / Representante en la UE / Rappresentante per l'UE / Vertegenwoordiging in de EU / Представитель в ЕС / جهة التمثيل بالاتحاد الأوروبي / Представител за ЕС / Zástupce pro EU / EU-repræsentant / Αντιπρόσωπος στην ΕΕ / Esindaja Euroopa Liidus / EU-edustaja / Predstavništvo u Europskoj uniji / EU-képviselő / Atstovybė ES šalyse / Pārstāvis Eiropas Savienībā / EU-representant / Przedstawiciel handlowy w UE / Representante da UE / Reprezentant pentru UE / Zastúpenie v EU / EU predstavnik / Predstavnik u EU / EU-representant / AB temsilcisi</p> <table border="1" data-bbox="101 536 227 587"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	<p>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com</p>
EC	REP		
<p>Subsidiaries / Succursales / Niederlassungen / Empresas filiales / Consociate / Dochterondernemingen / Филиали / الشركات التابعة / Филиали / Робоцьку / Datterselskaber / Ουγατρικές / Tütarettevõtjad / Tütäryhtiöt / Podružnice / Leányvállalatok / Dukterinés bendrovės / Filiāles / Filialer / Filie / Filiais / Subsidiare / Dcérske spoločnosti / Podružnice / Podružnice / Dotterbolag / Yan Kuruluşlar</p>	<p>Importer in the United Kingdom / Importateur au Royaume-Uni / Importeur im Vereinigten Königreich / Importador en el Reino Unido / Importatore per il Regno Unito / Importeur in het Verenigd Koninkrijk / Импортер в Великобритани / المستورد في المملكة المتحدة / Вносител в Обединеното кралство / Dovozce do Velké Británie / Importör i Storbritannien / Εισαγωγέας στο Ηνωμένο Βασίλειο / Importija Ühendkuningriigis / Maahantuojat Yhdistyneessä kuningaskunnassa / Uvoznik u Ujedinjeno Kraljevstvo / Importőr az Egyesült Királyságban / Importuotojas Jungtinėje Karalystėje / Importētājs Apvienotajā Karalīstē / Importör i Storbritannia / Importör w Wielkiej Brytanii / Importador para o Reino Unido / Importator în Regatul Unit / Dovozca v Spojenom kráľovstve / Uvoznik v Združeno kraljestvo / Uvoznik u Velikoj Britaniji / Importör i Storbritannien / İngiltere'deki İthalatçı</p>	<p>OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com</p>	
	<p>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors</p>		

Made in China	Proizvedeno u Kini
Fabriqué en Chine	Számazási ország: Kina
Hergestellt in China	Pagaminta Kinijoje
Fabricado en China	Ražots Kinā
Prodotto in Cina	Produsert i Kina
Geproduceerd in China	Wyprodukowano w Chinach
Сделано в Китае	Fabricado na China
صنع في الصين	Fabricat în China
Произведено в Китай	Vyrobené v Čine
Vyrobeno v Číně	Izdelano na Kitajskem
Fremstillet i Kina	Proizvedeno u Kini
Κατασκευάζεται στην Κίνα	Tillverkad i Kina
Valmistatud Hiinas	Čin'de Üretilmıştır
Valmistettu Kiinassa	