



| Obchodné označenie | M1 | M1 Compact | M2 Basic | M2 | M3 | M3 Comfort | M6 AC | M6 Comfort | M7 Intelli IT | M10 IT | i-C10 | MIT Elite | MIT Elite Plus | i-Q132 | i-Q142 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Modelové označenie | HEM-4030-E | HEM-4022-E | HEM-7120-E | HEM-7121-E | HEM-7131-E | HEM-7134-E | HEM-7322-E | HEM-7321-E | HEM-7322T-E | HEM-7080IT-E | HEM-7070-E | HEM-7300-WE7 | HEM-7301-ITKE7 | HEM-1010-E | HEM-1040-E |
| Automatické nafukovanie | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Technológia IntelliSense™ | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ovládanie jedným tlačidlom | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Veľkosť displeja (v cm) | 3,1 x 3,5 | 3 x 4 | 4,3 x 5,9 | 4,3 x 5,9 | 5,9 x 7,4 | 5,9 x 7,4 | 6,4 x 8 | 6,4 x 8 | 6,4 x 8 | 6,2 x 9 | 6,5 x 8,4 | 5 x 8 | 5 x 8 | | |
| Ikona správneho nasadenia manžety | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| Vyhodnotenie prekročenia hranice vysokého tlaku | • | | | graficky | graficky + diódy 1 farba | graficky + diódy 1 farba | graficky + diódy 2 farby | graficky + diódy 2 farby | graficky + diódy 2 farby | ikona | ikona | ikona | ikona | ikona | ikona |
| Zachytenie a indikácia arytmií | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Priemer z 3 hodnôt | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Funkcia automatického merania 3x po sebe | | | | | | | | | | • | • | | | | |
| Ikona nevhodného pohybu pri meraní | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Zobrazenie hodnôt v pamäti s dátumom a časom | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kapacita pamäte | 14 | 14 | 1 | 30 | 60 x 2 | 60 x 2 + hosť | 100 x 2 + hosť | 100 x 2 + hosť | 100 x 2 + hosť | 84 x 2 | 84 x 2 | 90 | 90 | 84 x 2 | 84 x 2 |
| Vyhodnotenie rannej hypertenzie / týždňový priemer | | | | | | | • | • | • | • | • | | | • | • |
| Pripojenie k PC , vrátane softwaru a USB káblu | | | | | | | | | | • | | | • | | voliteľné |
| Bezdrôtové bluetooth pripojenie k mobilu | | | | | | | | | • | | | | | | |
| Manžeta v balení (vhodná pre obvod paže) | Štandard (22-32 cm) | Štandard (22-32 cm) | Štandard (22-32 cm) | Štandard (22-32 cm) | Predĺžená (22-42 cm) | Univerzál (22-42 cm) | Predĺžená (22-42 cm) | Univerzál (22-42 cm) | Univerzál (22-42 cm) | Univerzál (22-42 cm) | Univerzál (22-42 cm) | Štandard (22-32 cm) | Štandard (22-32 cm) | Prstencová (22-42 cm) | Prstencová (17-32 cm) |
| Voliteľná veľká manžeta pre silnú pažu (32-42 cm) | • | • | • | • | v balení univerzálna | v balení univerzálna | v balení univerzálna | v balení univerzálna | v balení univerzálna | v balení univerzálna | v balení univerzálna | • | • | | v balení univerzálna |
| Voliteľná detská manžeta (17-22 cm) | Spolu s balónikom | Spolu s balónikom | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | v balení univerzálna | |
| Klinicky overená presnosť | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Záruka | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky |