



Váhy, tukomery a monitory skladby ľudského tela

porovnanie vlastností a funkcií



Model	BF 511	BF 508	BF 214	BF 212	BF 306	HN 286	HN 288	HN 289
Počet senzorov / spôsob merania	8 / celé telo	8 / celé telo	4 / spodná časť tela	4 / spodná časť tela	4 / vrchná časť tela			
Meranie telesného tuku (%)	•	•	•	•	•			
Klasifikácia telesného tuku	•	•	•	•	•			
Meranie kostrového svalstva (%)	•		•					
Výpočet BMI (Body Mass Index)	•	•	•	•	•			
Meranie viscerálneho (medziorgánového) tuku	•	•						
Výpočet kľudového metabolizmu (kcal)	•							
Vekové rozpätie	6 - 80 rokov	18 - 80 rokov	10 - 80 rokov	10 - 80 rokov	18 - 80 rokov			
Maximálna hmotnosť	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	199,8 kg (zadávaný vstupný údaj)	180 kg	180 kg	150 kg
Pamäť	Posledné meranie		Posledné meranie	Posledné meranie				
Počet užívateľov, možnosť uloženia do pamäte	4 + Host'	4 + Host'	4	4	9 + Host'			
Klinicky overená presnosť	•	•	•	•				