

Inhalátory - porovnanie vlastností a funkcií



Model	Comp Air Basic	Comp Air	Comp Air	A3 Complete	DuoBaby	Comp Air Pro	Comp Air Elite	Micro Air
	C803	C801 (C801KD)	C28P	C300	C301	C900	C30	U22
Spôsob nebulizácie	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	ultrazvuk M.E.S.H.
Nebulizačný výkon (ml/min.)	0,3	0,3	0,5	0,3 – 0,7	0,2 / 0,4	0,4	0,35	0,25
Veľkosť produkovaných častíc (µm)	3,0	3,0	3,0	3,0 – 10,0	4,0 / 9,0	3,0	3,0	4,2
Objem nádoby na liečivo (ml)	10,0	7,0	7,0	12,0	12,0	7,0	7,0	10,0
Zostatkové množstvo liečiva (ml)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,1
Príkion (W)	9,6	9,6	138	140	140	192	12	1,5
Hlučnosť (dB)	45	46	60	65	63	60	53	< 5
Rozmery prístroja šírka/výška/hĺbka (mm)	115/43/85	147/72/98	170/103/182	130/215/190	170/105/280	186/180/216	124/52/103	38/104/51
Hmotnosť prístroja (kg)	0,18	0,27	1,9	1,3	1,7	2,3	0,44	0,1
Odsávačka hlienov	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie