

Inhalátory - porovnanie vlastností a funkcií



| Model | Comp Air Basic | Comp Air | Comp Air | A3 Complete | DuoBaby | C102 Total | Comp Air Pro | Comp Air Elite | Micro Air |
|--|----------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| | C803 | C801 (C801KD) | C28P | C300 | C301 | C102 | C900 | C30 | U22 |
| Spôsob nebulizácie | kompresor | kompresor | kompresor | kompresor | kompresor | kompresor | kompresor | kompresor | ultrazvuk M.E.S.H. |
| Nebulizačný výkon (ml/min.) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 – 0,7 | 0,2 / 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,25 |
| Veľkosť produkovaných častíc (µm) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 – 10,0 | 4,0 / 9,0 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 4,2 |
| Objem nádoby na liečivo (ml) | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 |
| Zostatkové množstvo liečiva (ml) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
| Príkonnosť (W) | 9,6 | 9,6 | 138 | 140 | 140 | 150 | 192 | 12 | 1,5 |
| Hlučnosť (dB) | 45 | 46 | 60 | 65 | 63 | 57 | 60 | 53 | < 5 |
| Rozmery prístroja šírka/výška/hĺbka (mm) | 115/43/85 | 147/72/98 | 170/103/182 | 130/215/190 | 170/105/280 | 145/124/222 | 186/180/216 | 124/52/103 | 38/104/51 |
| Hmotnosť prístroja (kg) | 0,18 | 0,27 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 2,3 | 0,44 | 0,1 |
| Odsávačka hlienov | nie | nie | nie | nie | áno | nie | nie | nie | nie |
| Nosná sprcha | nie | nie | nie | nie | nie | áno | nie | nie | nie |