

Váhy a monitory skladby ľudského tela

porovnanie vlastností a funkcií



Model	BF 511	BF 508	BF 214	BF 212	HN 286	HN 288	HN 289
Počet senzorov / spôsob merania	8 / celé telo	8 / celé telo	4 / spodná časť tela	4 / spodná časť tela			
Meranie telesného tuku (%)	•	•	•	•			
Klasifikácia telesného tuku	•	•	•	•			
Meranie kostrového svalstva (%)	•		•				
Výpočet BMI (Body Mass Index)	•	•	•	•			
Meranie viscerálneho (medziorgánového) tuku	•	•					
Výpočet kľudového metabolizmu (kcal)	•						
Vekové rozpätie	6 - 80 rokov	18 - 80 rokov	10 - 80 rokov	10 - 80 rokov			
Maximálna hmotnosť	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	180 kg	180 kg	150 kg
Pamäť	Posledné meranie		Posledné meranie	Posledné meranie			
Počet užívateľov, možnosť uloženia do pamäte	4 + Host'	4 + Host'	4	4			
Klinicky overená presnosť	•	•	•	•			