

OMRON

}♡} Possible AFib




Znížte riziko mŕtvice o 66 % vd'aka včasnej detekcii AFib¹

Skoré zachytenie potenciálnych srdcových ochorení a zvýšeného krvného tlaku, ktoré sú hlavnými rizikovými faktormi pre mozgovú príhodu, umožní rýchly zásah a môže predchádzať mozgovej príhode.

No1 NAJVIAC
ODPORÚČANÁ
ZNAČKA
KARDIOLÓGMÍ ²

www.krvnytlak.sk

Fibrilácia predsiení (AFib) je porucha srdcového rytmu charakteristická rýchlym a nepravidelným tlkotom srdca.



AFib zvyšuje riziko mŕtvice 5-násobne

Táto bežne nediagnostikovaná porucha srdcového rytmu môže viesť k závažným komplikáciám, ako je mŕtvica a srdcové zlyhanie, najmä u ľudí s hypertenziou.

Včasnú odhalenie je nevyhnutné a život zachraňujúce

Nezistený vysoký krvný tlak je sám o sebe rizikovým faktorom pre AFib.

Počet pacientov s AFib sa rýchlo zvyšuje v dôsledku starnutia populácie a sedavého životného štýlu.

Až u 1 zo 4 dospelých nad 40 rokov sa počas života vyvinie AFib.³

Príznaky, ktoré je potrebné sledovať, zahŕňajú:



**Búšenie
srdca**



Dýchavičnosť



**Všeobecná
slabosť**




**Bolesť
na hrudníku**



Závrate

AFib sa však často vyskytuje bez príznakov a môže uniknúť pozornosti počas bežných prehliadok, preto je pravidelný domáci skrining životne dôležitý.



Monitorujte svoj krvný tlak spolu s EKG

Diagnózu fibrilácie predsieni určuje lekár na základe vyšetrenia elektrokardiogramom (EKG). Napriek dôkladným vyšetreniam v ordinácii sa však môže stať, že pacient zostane nediagnostikovaný. **Preto je dôležité sledovať AFib aj doma, čo je jednoduché a môže byť vykonávané častejšie než v ordinácii.**

OMRON Complete

Domáci tlakomer 2 v 1 s funkciou jednokanálového EKG

Lekárska presnosť doma

Počas pravidelného merania krvného tlaku si môžete doma jednoducho zaznamenať aj EKG. **OMRON Complete je navrhnutý na rýchle zistenie rôznych kardiovaskulárnych stavov ako je AFib, tachykardia, bradykardia a iné.**

Hodnoty EKG zobrazí v jasnej forme tak, aby používateľ jednoducho porozumel či sa zistil nepravidelný srdcový rytmus ako AFib, alebo nie.



Vykonáva 2 dôležité merania naraz – meranie krvného tlaku spolu so záznamom EKG



Jednoduchý, rýchly a presný – okamžité a jasné výsledky krvného tlaku a EKG



Klinicky overená presnosť pre meranie krvného tlaku aj EKG.



Aplikácia OMRON connect umožňuje jednoduché zdieľanie výsledkov s lekárom.



5 rokov záruka

¹ Howard, Patricia A. "Guidelines for stroke prevention in patients with atrial fibrillation." *Drugs* 58.6 (1999): 997-1009.

² Pre domáce meranie krvného tlaku v Európe (EU7). Kantar, prieskum kardiológov.

³ Lloyd-Jones DM a kol. Celoživotné riziko rozvoja fibrilácie predsieni: Framingham Heart Study, *Circulation*. 31. august 2004;110(9):1042-6

S každým meraním krvného tlaku teraz Intellisense AFib technológia automaticky zisťuje aj fibriláciu predsiení.

Klinicky overená presnosť revolučnej technológie Intellisense AFib premení vaše pravidelné domáce merania krvného tlaku na účinnú prevenciu proti mŕtvici. Tento jedinečný algoritmus nových tlakomerov OMRON teraz rozpoznáva aj náznaky AFib. Presnosť novej technológie bola testovaná s 12 zvodovým EKG a **tlakomery OMRON s technológiou IntelliSense AFib vykazovali citlivosť 95,1 %, špecificitu 98,6 % a presnosť 97 %.**

OMRON M6 Comfort AFib OMRON M7 Intelli IT AFib

Tlakomery s funkciou detekcie AFib



Vždy presné výsledky vďaka Intelli manžete.

Jedinečná predtvarovaná manžeta sa jednoducho nasadzuje a prakticky znemožňuje jej nesprávne umiestnenie okolo paže.



Jednotlačidlové ovládanie.

Vďaka jednoduchej obsluhu jedným tlačidlom sú tlakomery OMRON ľahko pochopiteľné a jednoduché na používanie pre všetkých pacientov.



Pripojenie tlakomeru OMRON M7 Intelli IT AFib k aplikácii **OMRON Connect** umožňuje pacientom samostatne a jednoducho monitorovať zdravie srdca doma. To zvyšuje dodržiavanie liečby, čo vedie k zníženiu krvného tlaku.



Zistite viac
o prelomovej technológii
Intellisense AFib



Klinicky overená presnosť



5 rokov záruka